

Presstech

MANUAL



ENGLISH	4
ESPAÑOL	32
FRANÇAIS	60
DEUTSCH	80
ITALIANO	116
PORTUGUÊS	144

PressTech

USER MANUAL

Congratulations on the purchase of your
SKINVITY PressTech device!

You have taken the leap into a new,
liberating, more enjoyable and efficient way
of personal care.

This manual describes the PressTech product,
how to use it and get the most out of it.

Additional information can be found at
[skinvity.com](https://www.skinvity.com) or by scanning this QR:





Index

Important Notice	8
Safety	8
Warnings	9
Precautions	10
What is PressTech	12
Accessories	14
Controls	15
Programs	16
Using PressTech	18
Recommendations for use	21
When using your PressTech	23
Duration of treatment	23
Frequency between treatments	24
Main benefits of PressTech	25
Troubleshooting	27
Customer service	28
Warranty	28

Important Notice

© SKINVITY
All rights reserved.

PressTech is not a medical device.

Design and technical specifications are subject to change without notice. Manufactured by FEMTECHNOLOGY SL.

All intellectual property rights in this publication are owned by FEMTECHNOLOGY SL. and are protected by applicable copyright laws and international treaty provisions.

FEMTECHNOLOGY SL. holds all rights not expressly granted. No part of this publication may be reproduced in any form or used to make any derivative work without the prior written approval of FEMTECHNOLOGY SL.

SAFETY

IMPORTANT: Be sure to read the entire user manual before using the product.

It is important to observe the WARNINGS and PRECAUTIONS when using PressTech.

WARNINGS

PressTech is an electrical device and it is important that you use it properly. Follow all safety WARNINGS and PRECAUTIONS:

- Do not touch the device if it falls into water. With dry hands, unplug it quickly.
- Do not place or store the device near any source of water, such as a sink or bathtub.
- Do not submerge the device underwater.
- If the device is plugged in, do not leave it unattended.
- Before each use, make sure that the system and its power supply show no visible damage. Do not use if you notice any damage to the power cord.
- Use the device only with the power cord and power supply provided.

- Keep the device out of the reach of children.
- Always use it with dry hands.
- After use or before cleaning, switch off the device and unplug it from the electrical outlet.
- Use the device only for its intended purpose as described in the manual.

PRECAUTIONS

The PressTech device is completely safe and generates no harmful side effects.

However, as a PRECAUTION, we recommend not to use it in the following cases:

- Children under 16 years of age.
- Persons with complex pathologies.
- In case of ulcers, wounds, bone fractures or risk areas.
- With fever or temperature above 37.5°C.

- If you suffer from cancer, heart disease or have a pacemaker.
- In case of hypertension, with osteosynthetic material or infectious diseases without medical supervision.
- In case of pregnancy, consult your doctor and never apply to the abdomen.
- In case of high blood pressure, we do not recommend mode 2.

At SKINVITY, we always recommend that you consult a specialist if you have any doubts.

What is PressTech

PressTech is a device used in aesthetic and self-care treatments to apply controlled pressure to different parts of the body. It aims to improve blood and lymphatic circulation, reduce fluid and toxin retention and alleviate issues such as tired and swollen legs.

It provides a comprehensive improvement in well-being.



Operating it is simple and intuitive, but it is essential to read the manual and know it well to get the most out of it.

Basic components:

1. **Air chamber (trousers):** This is the accessory that is placed around the limbs and reaches the abdomen and buttocks.
1. **Air compressor (control box):** This component generates the controlled air pressure that is used during the session.
1. **Tubing and connectors:** The tubing connects the air compressor to the boots, sleeves or girdles, allowing the air pressure to be distributed evenly.

Once the device is assembled and turned on, the air compressor begins to inflate the various chambers in a specific sequence.


Typically, pressure is applied in upward waves, from the feet towards the torso. The pressure and duration of each inflation and deflation cycle is controlled according to the mode selected.

Accessories



- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Control panel (compressor) | 5. Air chambers |
| 2. Y-connector | 6. Expansion accessories |
| 3. Hoses x2 | 7. Travel bag |
| 4. Power supply | |


Controls



- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Previous mode | 6. Next mode |
| 2. Reduce time | 7. Increase time |
| 3. Reduce pressure | 8. Increase pressure |
| 4. Massage position | 9. Confirm position |
| 5. Battery indicator | 10. On/Pause |


Programmes

PressTech has 6 different compression modes that favour certain effects when used alone or in combination:



- 1. Normal:** activates one chamber at a time, in order from the foot towards the torso. By inflating one and deflating the previous one, it offers an oxygenating and relaxing action for tired legs. Great draining capacity of liquids and toxins.

- 2. Sequential:** pressure exerted continuously on all the chambers, in sequence from the foot towards the torso, but maintaining the pressure. This treatment improves blood circulation.
- 3. Double wave:** the chambers press in groups of two to boost circulation. It also has a great draining action of liquids and toxins.
- 4. Full pressure:** all the chambers are activated and deactivated at the same time, contributing to a relaxing and effective action for drainage of fluid retention and the oxygenation of tissues and muscles.



5. Sequential Pressure + Double Wave: We alternate modes 1 and 2, so that initially only one is activated and then they are activated in groups of two. These two combined modes stand out for their great circulatory and draining action of liquids and toxins.

6. Normal + Double Wave + Full Pressure: Modes 1, 2 and 3 are combined, starting with the activation of a single chamber, then two by two, until all the chambers are activated at the same time.

Using PressTech

Before you get into your fabulous new PressTech device, follow these instructions:

1. Open the box, remove the device, air chamber, power supply, hoses and Y-connector.
2. Connect the power supply to the device and in turn to a power outlet.
3. Allow the device to fully charge.
4. Disconnect the power supply from the device.

When using your PressTech:

1. Connect the device to the air chamber (the trousers), using the hoses and the Y-connector, which should be at the top of the trousers, so that you can easily handle it. Check that there are no knots or bottlenecks.
2. If you need the extender accessory, which adds 5 cm on each side (size 42-44), attach it to the trousers. It's very easy, just add it using the side zips.
3. Put the trousers on in a comfortable place, either half lying or lying down, and make sure you pull them up well, to just below your chest.
4. Turn the device on using the side switch.
5. Select the duration of the programme using the "Time" buttons. It defaults to 30 minutes and can be easily raised or lowered from the controller.
6. Select the desired pressure using the "Pressure" buttons.

IMPORTANT: *Adjust this value until you get moderate pressure, it is best to start from less to add more.*

7. Select the desired programme (see pages 16 and 17) using the buttons in the “Mode” section. It is only possible to change the mode when the device is paused.
8. Use the “Position” button to select the chambers you wish to deactivate. Then confirm with the “Confirm” button. You cannot only massage a specific part of the legs or abdomen.
9. Press the “ON” button to start. Enjoy your self-care session from the comfort of your home.

To stop using it:

10. Press the “Pause” button.
11. Press the switch on the side of the device, leaving it in the 0 position.
12. Disconnect the hoses from the control unit; to avoid damage due to wear and tear, avoid disconnecting the hoses from the trousers. It is possible to store it in the bag with the hoses attached.

Disconnecting

- Avoid pulling on the hoses.
- To disconnect the hoses, do so directly from the connector.
- Press the push buttons on the side of the connector to facilitate disconnection.

Recommendations for use

Here are a few tips to help you get the most out of your brand-new pressure massager:

1. It is advisable to be hydrated before the treatment, but do not drink water or eat food just before starting.
2. To boost the elimination of localised fat, we recommend a manual massage beforehand (or with any instrument), to mobilise and warm up the fat. This will make its elimination with PressTech more efficient.
3. For a complete treatment with the aim of eliminating liquids, toxins and accumulated fat, we recommend starting with 10 minutes of mode 2 and then 10 minutes of mode 1, with steady pressure.

4. To finish with a relaxing treatment, add 5 or 10 minutes of mode 4 with very gentle pressure and/or 5 or 10 minutes of mode 3 with gentle pressure.
5. Before or after the treatment it is possible to apply cosmetics with firming, slimming or anti-cellulite effect.
6. It can be combined with other smart devices for home use.
7. We recommend not to exceed 30 minutes; no additional results are achieved.



When to use PressTech

PressTech is a device that uses air pressure to revitalise the body. It is apt for you if:

- You have cellulite or flaccidity.
- You are looking to improve inflammation and mitigate the feeling of swollen legs.
- You tend to retain fluids or toxins.
- Your legs ache.
- Presstech is not designed to perform lymphatic drainage or to reduce, eliminate or destroy adipose tissue under medical indication or prescription of health professionals.

Duration of treatment

The recommended usage time for our PressTech device may vary depending on the treatment objectives.

To help improve circulation and reduce fluid retention, shorter sessions may be more effective (15'- 20').

To improve the appearance of cellulite or to promote relaxation, longer sessions (30') are often more suitable.

Frequency between treatments

Generally, to improve cellulite and reduce fluid retention, the optimal frequency would be 1 to 2 times per week. Remember that you can combine it with other devices and cosmetics.

For maintenance, you should ideally use our PressTech device 2 to 4 times a month.



Main benefits of PressTech

- ✓ **Reduction of fluid retention and toxins:**
Our PressTech device uses sequential air pressure to apply compression and release to different parts of the body, which helps move fluid build-up in the tissues and improves lymphatic and blood flow. This can help reduce fluid retention and promote the elimination of toxins.
- ✓ **Improves blood circulation:** the sequential pressure applied to different parts of the body during a pressotherapy session helps to improve blood circulation, which is beneficial - and a relief - in combating the feeling of swollen, tired legs.
- ✓ **Cellulite reduction:** our PressTech device can help improve the appearance of cellulite by stimulating circulation and helping to reduce liquids and accumulated toxins, the presence of which is closely related to the appearance of cellulite on the skin.
- ✓ **Relaxation and well-being:** PressTech sessions are relaxing and can help reduce stress and tension. This can have a positive impact on overall wellbeing.

- ✓ **Improved skin appearance:** by improving circulation and reducing fluid retention, pressure therapy can contribute to more oxygenated, smoother and firmer skin.
- ✓ **Complement for weight loss and self-care:** although PressTech is not designed as a weight loss device, if you are following a care plan that includes diet and exercise it can be a useful addition and enhance its effects.

SKINVITY would like to remind you that it is important to note that the pressure massage technique can vary in terms of results and effectiveness from person to person, and is generally recommended as part of a holistic approach to body and skin care.

We must emphasise that too much pressure can be harmful, and can cause an uncomfortable feeling of tightness in the treated area, which can result in anxiety or discomfort during the session. It is necessary to go from less to more and stop when we feel that we are already receiving a firm massage, without becoming oppressive. You don't need to apply strong pressure to get the benefits of your PressTech device.

Troubleshooting

If your PressTech device is not working, follow these steps before contacting the customer service centre:

- Make sure the power cord is properly connected to the device and the battery is charged.
- Check that the side switch is in the "I" position and that the markers on the device are lit.
- Make sure that the ducts or hoses are not obstructed or choked.

Customer Service

If you have any problems with PressTech, please contact the retailer where you purchased it or visit skinvity.com, where you can read our FAQs.

Our ultimate aim is to provide femtech wellness to as many women as possible. To help us achieve this great objective and contribute to more women knowing and enjoying PressTech, you can send us your comments and suggestions, either through our social networks or by sending us an email to info@skinvity.com. We want you to take care of yourself.

Legal Warranty

For reasons of safety and hygiene, we do not accept returns of opened or used products, except for manufacturing defect.

In accordance with current regulations, all our products come with a three-year legal warranty from the date of delivery.

Warranty Conditions

- During the first two years, it is presumed that

any non-conformity detected already existed at the time of delivery unless SKINVITY proves otherwise. However, if necessary, SKINVITY may request additional information from the customer to assess the condition of the product.

- From the third year onwards, the consumer must demonstrate that the non-conformity already existed at the time of product delivery.

Warranty Exclusions

The warranty does not apply in the following cases:

- Damage caused by improper use, impacts, falls, or improper handling of the product.
- Natural wear and tear due to regular use of the product.
- Repairs or modifications not authorized by SKINVITY.
- Use in conditions not recommended in the user manual.

- Use of the product for commercial purposes instead of personal use
- Attempt to open, disassemble, or tamper with the device or its accessories

***Please take care of your PressTech device
and it will take care of you.***

**Name and address of the manufacturer:
Femtechnology S.L. C.I.F. B16846966**

Vía de las dos Castillas 9c, Bloque 3, Portal 2, 1B
28224 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spain.
www.skinvity.com
info@skinvity.com



PressTech

MANUAL DE USUARIO

¡Enhorabuena por la compra de tu dispositivo PressTech de SKINVITY!

Has dado el salto a una nueva forma de cuidado personal, más libre, agradable y eficiente.

Este manual describe el producto PressTech y cómo usarlo y sacarle todo el partido.

Puedes encontrar información complementaria en skinvity.com o escaneando este QR:





Índice

Aviso importante	36
Seguridad	36
Advertencias	37
Precauciones	38
Qué es PressTech	40
Accesorios	42
Controles	43
Programas	44
Uso de PressTech	46
Recomendaciones de uso	49
Cuándo usar PressTech	51
Duración del tratamiento	51
Frecuencia entre tratamientos	52
Principales beneficios de PressTech	53
Resolución de problemas	55
Atención al cliente	56
Garantía	56

Aviso Importante

© SKINVITY

Todos los derechos reservados.

PressTech no es un dispositivo médico.

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Fabricado por FEMTECHNOLOGY SL.

Todos los derechos de propiedad intelectual en esta publicación son propiedad de FEMTECHNOLOGY SL. y están protegidos por las leyes de derechos de autor aplicables y las disposiciones de los tratados internacionales. FEMTECHNOLOGY SL. tiene todos los derechos no otorgados expresamente. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de ninguna forma ni utilizarse para realizar ningún trabajo derivado sin la aprobación previa por escrito de FEMTECHNOLOGY SL.

SEGURIDAD

IMPORTANTE: asegúrate de leer todo el manual de usuario cuidadosamente antes de usar el producto.

Cumple siempre todas las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES cuando uses PressTech.

ADVERTENCIAS

PressTech es un dispositivo eléctrico y es importante que lo uses bien. Sigue todas las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES:

- No toques el dispositivo si cae al agua. Con las manos secas, desenchúfalo rápidamente.
- No coloques ni almacenes el dispositivo cerca de ninguna fuente de agua, como el lavabo o la bañera.
- No sumerjas el dispositivo bajo el agua.
- Si el dispositivo está enchufado, no lo dejes desatendido.
- Antes de cada uso, asegúrate de que el sistema y su fuente de alimentación no muestran ningún daño visible. No lo uses si aprecias que el cable eléctrico tiene daños.

- Utiliza el dispositivo solo con el cable eléctrico y la fuente de alimentación que incorpora.
- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Comprueba que tus manos estén completamente secas cuando uses el dispositivo.
- Después de usarlo o antes de realizar la limpieza, apaga el dispositivo y desenchúfalo de la corriente eléctrica.
- Usa el dispositivo solo para su propósito previsto, como se describe en el manual.

PRECAUCIONES

El dispositivo PressTech es totalmente seguro y no genera efectos secundarios dañinos. Sin embargo, por PRECAUCIÓN, te recomendamos no usarlo en los siguientes casos:

- Niños menores de 16 años.
- Persona con patologías complejas.

- En caso de tener úlceras, heridas, fractura de huesos o zonas de riesgo.
- Con fiebre o temperatura superior a 37,5°C.
- En caso de padecer cáncer, enfermedades cardíacas o tener marcapasos.
- En caso de hipertensión, con material osteosintético o enfermedades infecciosas sin supervisión médica.
- En caso de embarazo consulta con tu médico y nunca aplicar sobre el abdomen.
- En caso de presión arterial alta, no recomendamos el modo 2.

Desde SKINVITY, siempre os recomendamos consultar con un especialista ante cualquier duda.

Qué es PressTech

PressTech es un dispositivo que se utiliza en tratamientos estéticos y de autocuidado para aplicar presión controlada en diferentes partes del cuerpo. Su objetivo es mejorar la circulación sanguínea y linfática, reducir la retención de líquidos, toxinas y aliviar cuestiones como las piernas cansadas e hinchadas. Proporciona una mejora integral del bienestar.



Su funcionamiento es sencillo e intuitivo, pero es fundamental conocerlo bien para sacarle todo el partido.

Componentes básicos:

1. **Cámara de aire (pantalón):** es el accesorio que se coloca alrededor de las extremidades y llega hasta el abdomen y glúteos.
2. **Compresor de aire (cuadro de mandos):** este componente genera la presión de aire controlada que se utiliza durante la sesión.
3. **Tubos y conectores:** los tubos conectan el compresor de aire con el pantalón, permitiendo que la presión de aire se distribuya de manera uniforme.

Una vez que se monta el dispositivo y se enciende, el compresor de aire comienza a inflar las distintas cámaras en una secuencia específica.


Por lo general, la presión se aplica en ondas ascendentes, desde los pies hacia el torso. La presión y la duración de cada ciclo de inflado y desinflado se controlan de acuerdo con el modo seleccionado.

Accesorios



- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Cuadro de mandos (compresor) | 5. Cámaras de aire |
| 2. Conector en Y | 6. Accesorios extensores |
| 3. Mangueras x2 | 7. Bolsa de viaje |
| 4. Fuente de alimentación | |


Controles



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Anterior modo | 6. Siguiete modo |
| 2. Reducir tiempo | 7. Aumentar tiempo |
| 3. Reducir presión | 8. Aumentar presión |
| 4. Posición de masaje | 9. Confirmar posición |
| 5. Indicador de batería | 10. Encendido/Pausa |


Programas

PressTech cuenta con 6 modos de compresión diferentes que favorecen ciertos efectos en su aplicación aislada y combinada:



1. **Normal:** activa una cámara cada vez, en secuencia desde el pie hacia el torso. Inflando uno y desinflando el anterior, ofrece una acción oxigenante y relajante para el cansancio de piernas. Gran capacidad drenante de líquidos y toxinas.

2. **Secuencial:** presión ejercida de forma continua en todas las cámaras, en secuencia desde el pie hacia el torso, pero manteniendo la presión. Tratamiento de mejora de la circulación sanguínea.
3. **Doble ola:** las cámaras presionan en grupos de dos para potenciar la circulación. Posee también una gran acción drenante de líquidos y toxinas.
4. **Presión completa:** se activan y desactivan todas las cámaras a la vez, contribuyendo a un efecto relajante y efectivo para el drenaje de retención de líquidos y la oxigenación de tejidos y músculos.



5. **Presión Secuencial + Doble ola:**

alternamos el modo 1 y 2, de manera que primero se activa una sola y después se van activando en grupos de dos. Estos dos modos combinados destacan por su gran acción circulatoria y drenante de líquidos y toxinas.

6. **Normal + Doble ola + Presión completa:**

se combina el modo 1, 2 y 3, empezando por la activación de una sola cámara, luego de dos en dos, hasta terminar con todas las cámaras a la vez.

Uso de PressTech

Antes de lanzarte a tu nuevo y fabuloso dispositivo PressTech, sigue estas indicaciones:

1. Abre la caja, extrae el dispositivo, la cámara de aire, la fuente de alimentación, las mangueras, el accesorio extensor y el conector en Y.
2. Conecta la fuente de alimentación al dispositivo y a su vez a una toma de corriente.
3. Deja que el dispositivo efectúe una carga completa.
4. Desconecta la fuente de alimentación del dispositivo.

Cuando uses tu PressTech:

1. Conecta el aparato a la cámara de aire (el pantalón), usando las mangueras y el conector en Y, que debe quedar en la parte de arriba del pantalón, de manera que puedas manejarlo fácilmente. Revisa que no haya nudos ni estrangulamientos.
2. En caso de necesitar el accesorio extensor, que suma 5 cm de contorno a cada lado (talla 42-44), colócalo en el pantalón. Es muy sencillo, simplemente añádelo usando las cremalleras laterales.
3. Colócate el pantalón en un sitio cómodo, semitumbada o tumbada y asegúrate de que lo subes bien, hasta justo debajo del pecho.
4. Enciende el dispositivo usando el interruptor lateral del cuadro de mandos.
5. Selecciona la duración del programa usando los botones "Time". Son 30 minutos por defecto y puedes subir o bajar fácilmente desde el controlador.
6. Selecciona la presión deseada usando los botones "Pressure".

IMPORTANTE: ajusta este valor hasta conseguir una presión moderada, es mejor que empieces de menos a más.

7. Selecciona el programa deseado (ver pág. 42 y 43) usando los botones de la sección "Mode". Solo es posible cambiar de modo cuando el dispositivo está pausado.
8. Usa el botón "Position" para seleccionar las cámaras que deseas desactivar. Puedes no hacer masaje en una parte concreta de las piernas o en el abdomen si así lo deseas. Después confirma con el botón "Confirm".
9. Presiona el botón "On" para empezar. Disfruta de tu sesión de autocuidado desde la comodidad de tu hogar.

Para dejar de usarlo:

10. Presiona el botón "Pause".
11. Pulsa el interruptor lateral del dispositivo, dejándolo en la posición 0.
12. Desconecta las mangueras del controlador, evita desconectar las mangueras del pantalón, para evitar daños por desgaste. Es posible guardarlo en la bolsa con las mangueras colocadas.

Desconexiones:

- Evita tirar de las mangueras.
- Para desconectar las mangueras, sujeta desde el conector.
- Presiona los pulsadores laterales del conector para facilitar la desconexión.

Recomendaciones de uso

Algunos consejos que pueden servirte para sacar todo el potencial de tu nuevo y flamante masajeador a presión:

1. Es conveniente estar hidratado antes del tratamiento, pero no beber agua ni ingerir comida justo antes de empezar.
2. Para potenciar la eliminación de grasa localizada, recomendamos previamente ejercer un masaje manual (o con cualquier aparato de masaje), para movilizar y calentar la grasa. Eso hará que su eliminación con PressTech sea más eficaz.
3. Para un tratamiento completo con el objetivo de eliminar líquidos, toxinas y grasa acumulada, recomendamos empezar con 10 minutos del modo 2 y después 10 minutos del modo 1, con una presión firme.

4. Para concluir con un tratamiento relajante, sumar 5 o 10 minutos del modo 4 a presión muy suave y/o 5 o 10 minutos del modo 3 a presión suave.
5. Antes o después del tratamiento es posible aplicar cosméticos con efecto reafirmante, reductor o anticelulítico.
6. Se puede combinar con otros dispositivos inteligentes de uso en casa.
7. Recomendamos no exceder los 30 minutos, no se consiguen resultados adicionales.



Cuándo usar PressTech

PressTech es un dispositivo que utiliza presión de aire para revitalizar el cuerpo. Es para ti si:

- Tienes celulitis o flacidez.
- Buscas mejorar la inflamación y mitigar la sensación de piernas hinchadas.
- Tienes tendencia a retener líquidos o toxinas.
- Te duelen las piernas.
- Este equipo no está diseñado para realizar drenajes linfáticos ni para reducir, eliminar o destruir tejido adiposo bajo indicación médica o prescripción de profesionales de la salud.

Duración del tratamiento

El tiempo de uso recomendado para nuestro dispositivo PressTech puede variar dependiendo de los objetivos del tratamiento.

Para contribuir a mejorar la circulación y reducir la retención de líquidos, las sesiones más cortas pueden ser más efectivas (15'-20').

Para mejorar el aspecto de la celulitis o fomentar la relajación, las sesiones más largas (30') suelen ser más convenientes.

Frecuencia entre tratamientos

En general, para mejorar la celulitis y reducir la retención de líquidos la frecuencia óptima sería de 1 o 2 veces por semana. Recuerda que puedes combinarlo con otros dispositivos y cosméticos.

Para el mantenimiento, lo ideal sería usar nuestro dispositivo PressTech de 2 a 4 veces al mes.



Principales beneficios de PressTech

- ✓ **Reducción de la retención de líquidos y toxinas:** nuestro dispositivo PressTech utiliza presión de aire secuencial para aplicar presión y liberación en diferentes partes del cuerpo, lo que ayuda a mover el líquido acumulado en los tejidos y mejora el flujo linfático y sanguíneo. Esto puede ayudar a reducir la retención de líquidos y promover la eliminación de toxinas.
- ✓ **Mejora la circulación sanguínea:** la presión secuencial aplicada en diferentes partes del cuerpo durante una sesión de presoterapia contribuye a mejorar la circulación sanguínea, lo que es beneficioso -y un alivio- para combatir la sensación de piernas hinchadas y cansadas.
- ✓ **Reducción de la celulitis:** nuestro dispositivo PressTech puede contribuir a mejorar la apariencia de la celulitis al estimular la circulación y ayudar a reducir líquidos, y toxinas acumuladas, cuya presencia está muy relacionada con la apariencia de celulitis en la piel.

- ✓ **Relajación y bienestar:** las sesiones con PressTech son relajantes y pueden ayudar a reducir el estrés y la tensión. Esto puede tener un impacto positivo en el bienestar general.
- ✓ **Mejora de la apariencia de la piel:** al mejorar la circulación y reducir la retención de líquidos, la presoterapia puede contribuir a una piel más oxigenada, lisa y firme.
- ✓ **Complemento para la pérdida de peso y el autocuidado:** aunque PressTech no está diseñado como un dispositivo para bajar de peso, si estás siguiendo un plan de cuidado que comprenda dieta y ejercicio puede ser un complemento muy útil contribuyendo a potenciar sus efectos.

Desde SKINVITY os recordamos que es importante tener en cuenta que la técnica de masaje con presión puede variar en términos de resultados y efectividad de persona a persona, y generalmente se recomienda como parte de un enfoque integral de cuidado del cuerpo y la piel.

Debemos recalcar que un exceso de presión puede ser perjudicial, y puede causar una sensación incómoda de opresión en la zona tratada, lo que puede resultar en ansiedad o incomodidad durante la sesión. Es necesario ir de menos a más y parar cuando sentimos que ya estamos recibiendo un masaje firme, sin llegar a oprimir. No es necesario ejercer una presión fuerte para obtener los beneficios de tu dispositivo PressTech.

Resolución de problemas

Si tu dispositivo PressTech no funciona, sigue estos pasos antes de ponerte en contacto con el centro de atención al cliente:

- Asegúrate de que el cable eléctrico está bien conectado al dispositivo y la batería cargada.
- Comprueba que el interruptor lateral está en posición "I" y que se encienden los marcadores del dispositivo.
- Asegúrate que los conductos o mangueras no estén obstruidos o estrangulados.

Atención al cliente

Si te surge cualquier duda o problema con PressTech, contacta con el establecimiento donde lo adquiriste o visita [skinvity.com](https://www.skinvity.com), donde puedes consultar las preguntas frecuentes del producto.

Nuestra máxima aspiración es proporcionar bienestar femtech al mayor número de mujeres posible. Para ayudarnos a alcanzar este gran objetivo y contribuir a que más mujeres conozcan y disfruten PressTech, puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias, tanto a través de nuestras redes sociales como enviándonos un mail a info@skinvity.com. Queremos que te cuides.

Garantía legal

Por razones de seguridad e higiene no se admiten devoluciones de este producto abierto o usado, salvo que presente un defecto de fábrica.

Condiciones de Garantía

- Durante los **primeros dos años**, se presume que cualquier falta de conformidad detectada ya existía en el momento de la entrega, salvo

que SKINVITY demuestre lo contrario. No obstante, en caso de ser necesario, SKINVITY podrá solicitar información adicional al cliente para evaluar el estado del producto.

- A partir del **tercer año**, el consumidor deberá demostrar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del producto.

Exclusiones de Garantía

La garantía no será aplicable en los siguientes casos:

- Daños derivados de un uso indebido, golpes, caídas o manipulación inadecuada del producto.
- Desgaste natural debido al uso regular del producto.
- Reparaciones o modificaciones no autorizadas por SKINVITY.
- Uso en condiciones no recomendadas en el manual de usuario.
- Uso del producto con fines comerciales en lugar de uso personal.

- Intento de abrir, desmontar o manipular el dispositivo o sus accesorios.

***Por favor, cuida tu dispositivo PressTech
y él cuidará de ti.***

Nombre y dirección del fabricante:
Femtechnology S.L. C.I.F. B16846966
Vía de las dos Castillas 9c, Bloque 3, Portal 2, 1B
28224 - Pozuelo de Alarcón, Madrid-España.
www.skinvity.com
info@skinvity.com



PressTech

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Félicitations pour l'achat de votre appareil
PressTech de SKINVITY!

Vous vous ouvrez à une nouvelle forme
de soins personnels, plus libre, plus agréable
et plus efficace.

Ce manuel décrit le produit PressTech
et son fonctionnement pour en tirer
le meilleur parti possible.

Retrouvez plus d'informations sur [skinvity.com](https://www.skinvity.com)
ou en scannant ce QR:





Sommaire

Avis important	64
Sécurité	64
Avertissements	65
Précautions	66
Qu'est-ce que PressTech	68
Accessoires	70
Commandes	71
Programmes	72
Utilisation de PressTech	74
Recommandations d'utilisation	77
Quand utiliser PressTech	79
Durée du traitement	79
Fréquence entre les traitements	80
Principaux bienfaits de PressTech	81
Résolution de problèmes	83
Service client	84
Garantie	84

Avis important

© SKINVITY

Tous droits réservés.

PressTech n'est pas un dispositif médical.

La conception et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Fabriqué par FEMTECHNOLOGY SL.

Tous les droits de propriété intellectuelle de cette publication appartiennent à FEMTECHNOLOGY SL, et sont protégés par les lois applicables en matière de droits d'auteur et par les dispositions des traités internationaux. FEMTECHNOLOGY SL, détient tous les droits qui ne sont pas expressément accordés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou utilisée pour réaliser un travail dérivé sans l'accord écrit préalable de FEMTECHNOLOGY SL.

SÉCURITÉ

IMPORTANT : veuillez à lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Respectez toujours les AVERTISSEMENTS et les PRÉCAUTIONS lorsque vous utilisez PressTech.

AVERTISSEMENTS

PressTech est un appareil électrique et il est important de l'utiliser correctement. Respectez tous les AVERTISSEMENTS et toutes les PRÉCAUTIONS:

- Ne pas toucher l'appareil s'il tombe dans l'eau. Débranchez-le rapidement avec les mains sèches.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil à proximité d'une source d'eau, telle qu'un évier ou une baignoire.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Lorsque l'appareil est branché, ne le laissez pas sans surveillance.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le système et son alimentation ne présentent pas de dommages visibles. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que le cordon d'alimentation est endommagé.

- N'utilisez l'appareil qu'avec le cordon d'alimentation et le bloc d'alimentation fournis.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Veillez à ce que vos mains soient parfaitement sèches lorsque vous utilisez l'appareil.
- Après utilisation ou avant nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans le manuel.

PRÉCAUTIONS d'emploi

L'appareil PressTech est totalement sûr et ne provoque aucun effet secondaire nocif. Toutefois, par mesure de PRÉCAUTION, nous vous recommandons de ne pas l'utiliser dans les cas suivants :

- Enfants de moins de 16 ans.
- Personnes présentant des pathologies complexes.

- En cas d'ulcères, de plaies, de fractures osseuses ou de zones à risque.
- En cas de fièvre ou de température supérieure à 37,5°C.
- Si vous souffrez d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou si vous portez un stimulateur cardiaque.
- En cas d'hypertension, avec du matériel d'ostéosynthèse ou des maladies infectieuses sans surveillance médicale.
- En cas de grossesse, consultez votre médecin et n'appliquez jamais le produit sur l'abdomen.
- En cas d'hypertension, nous déconseillons le mode 2.

Chez SKINVITY, nous recommandons toujours de consulter un spécialiste en cas de doute.

Qu'est-ce que PressTech

PressTech est un appareil utilisé dans le cadre de traitements esthétiques et de soins personnels pour appliquer une pression contrôlée sur différentes parties du corps. Il vise à améliorer la circulation sanguine et lymphatique, à réduire la rétention d'eau et de toxines et à soulager des problèmes tels que les jambes lourdes et enflées. Il contribue à une amélioration globale du bien-être.



Son fonctionnement est simple et intuitif, mais il est essentiel de bien le connaître pour en tirer le meilleur parti.

Éléments de base:

1. **Chambre à air (pantalon):** c'est l'accessoire que l'on place autour des membres et qui atteint l'abdomen et les fesses.
2. **Compresseur d'air (panneau de commande):** cet élément génère la pression d'air contrôlée utilisée pendant la séance.
3. **Tubes et connecteurs:** les tubes relient le compresseur d'air au pantalon, ce qui permet de répartir uniformément la pression d'air.

Une fois l'appareil monté et allumé, le compresseur d'air commence à gonfler les différentes chambres en suivant une séquence spécifique.


La pression est généralement appliquée par vagues ascendantes, des pieds vers le torse. La pression et la durée de chaque cycle de gonflage et de dégonflage sont contrôlées en fonction du mode sélectionné.

Accessoires



- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Tableau de commande | 5. Chambres à air |
| 2. Connecteur en Y | 6. Accessoires d'extension |
| 3. Tubes x2 | 7. Sac de voyage |
| 4. Bloc d'alimentation | |


Commandes



- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Mode précédent | 6. Mode suivant |
| 2. Réduire le temps | 7. Augmenter le temps |
| 3. Réduire la pression | 8. Augmenter la pression |
| 4. Position de massage | 9. Confirmer la position |
| 5. Voyant de batterie | 10. Marche/Pause |


Programmes

PressTech dispose de 6 modes de compression différents qui favorisent certains effets en application simple ou combinée:



1. **Normal:** activer une chambre à la fois, dans l'ordre, du pied au torse. En gonflant une caméra et en dégonflant la précédente, il offre une action oxygénante et relaxante pour les jambes fatiguées. Grande capacité de drainage des liquides et des toxines.

2. **Séquentiel:** pression exercée en continu dans toutes les chambres, en suivant une séquence allant du pied vers le torse, mais en maintenant la pression. Traitement visant à améliorer la circulation sanguine.
3. **Double vague:** les chambres se pressent par groupes de deux pour stimuler la circulation. Il a également une grande capacité de drainage des liquides et des toxines.
4. **Pression complète:** toutes les chambres sont activées et désactivées en même temps, ce qui contribue à un effet relaxant et efficace pour le drainage de la rétention d'eau et l'oxygénation des tissus et des muscles.



5. Normal + Double vague: nous alternons les modes 1 et 2, de sorte qu'un seul est d'abord activé et qu'ils sont ensuite activés par groupes de deux. Ces deux modes combinés se distinguent par leur grande action circulatoire et de drainage des liquides et des toxines.

6. Normal + Double vague + Pression complète: les modes 1, 3 et 4 sont combinés, en commençant par l'activation d'une seule chambre, puis deux par deux, jusqu'à ce que toutes les chambres soient activées en même temps.

Utilisation de PressTech

Avant de vous lancer dans l'utilisation de votre fabuleux nouvel appareil PressTech, suivez ces indications:

1. Ouvrez la boîte, retirez l'appareil, la chambre à air, le bloc d'alimentation, les tubes, l'accessoire d'extension et le connecteur en Y.
2. Branchez le bloc d'alimentation sur l'appareil et sur une prise de courant.
3. Laissez l'appareil se charger complètement.
4. Débranchez le bloc d'alimentation de l'appareil.

Lorsque vous utilisez votre PressTech:

1. Connectez l'appareil à la chambre à air (le pantalon), à l'aide des tubes et du connecteur en Y, qui doit se trouver sur la partie supérieure du pantalon, de manière à ce que vous puissiez le manipuler facilement. Vérifiez qu'il n'y a pas de nœuds ou de goulots d'étranglement.
2. Si vous avez besoin de l'accessoire d'extension, qui permet d'augmenter de 5 cm de chaque côté (taille 42-44), fixez-le au pantalon. C'est très simple, il suffit de l'installer en utilisant les fermetures éclair situées sur le côté.
3. Enfilez le pantalon dans un endroit confortable, en position semi-allongée ou allongée, et veillez à bien le remonter, juste au-dessous de la poitrine.
4. Allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté du tableau de commande.
5. Sélectionnez la durée du programme à l'aide des boutons « Time ». La durée par défaut est de 30 minutes et peut être facilement augmentée ou diminuée à l'aide du contrôleur.
6. Sélectionnez la pression souhaitée à l'aide des boutons « Pressure ».

IMPORTANT: réglez cette valeur sur une pression modérée, il est préférable de commencer par une pression plus faible.

7. Sélectionnez le programme souhaité (voir pages 68 et 69) à l'aide des boutons de la section « Mode ». Il n'est possible de changer de mode que lorsque l'appareil est en pause.
8. Sélectionnez les chambres que vous souhaitez désactiver à l'aide du bouton « Position ». Il est possible de ne pas masser une partie spécifique des jambes ou de l'abdomen si vous le souhaitez. Confirmez ensuite avec le bouton « Confirm ».
9. Appuyez sur le bouton « On » pour commencer. Profitez de votre séance d'auto-massage dans le confort de votre maison.

Pour arrêter:

10. Appuyez sur le bouton « Pause ».
11. Appuyez sur l'interrupteur situé sur le côté de l'appareil, en le laissant en position « 0 ».

12. Déconnectez les tubes du contrôleur en veillant à laisser les tubes du pantalon pour éviter tout dommage dû à l'usure. Il est possible de le ranger dans le sac avec les tubes posés.

Débranchements:

- Évitez de tirer sur les tubes.
- Pour débrancher les tubes, tenez-les par le connecteur.
- Appuyez sur les boutons-poussoirs situés sur le côté du connecteur pour les débrancher plus facilement.

Recommandations d'utilisation

Voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre tout nouveau masseur à pression:

1. Il est conseillé d'être bien hydraté avant le traitement, mais de ne pas boire d'eau ni manger juste avant de commencer.
2. Pour favoriser l'élimination des graisses localisées, il est recommandé d'effectuer un massage manuel préalable (ou avec n'importe quel appareil de massage), afin de mobiliser et chauffer la graisse. L'élimination avec PressTech n'en sera que plus efficace.

3. Pour un traitement complet visant à éliminer les liquides, les toxines et les graisses accumulées, nous recommandons de commencer par 10 minutes de mode 2, puis 10 minutes de mode 1, avec une pression ferme.
4. Pour terminer par un traitement relaxant, ajoutez 5 ou 10 minutes de mode 4 avec une pression très douce et/ou 5 ou 10 minutes de mode 3 avec une pression douce.
5. Avant ou après le traitement, il est possible d'appliquer des produits cosmétiques à effet raffermissant, amincissant ou anticellulite.
6. Il peut être combiné avec d'autres appareils intelligents pour une utilisation à domicile.
7. Nous recommandons de ne pas dépasser 30 minutes, car aucun résultat supplémentaire n'est obtenu.



Quand utiliser PressTech

PressTech est un appareil qui utilise la pression de l'air pour revitaliser le corps. Il est fait pour vous si :

- Vous avez de la cellulite ou de la flaccidité.
- Vous cherchez à réduire l'inflammation et à soulager la sensation de jambes enflées.
- Vous avez tendance à retenir les liquides ou les toxines.
- Vous avez mal aux jambes.
- PressTech n'est pas conçu pour effectuer un drainage lymphatique ou pour réduire, éliminer ou détruire les tissus adipeux sous indication médicale ou prescription de professionnels de la santé.

Durée du traitement

La durée d'utilisation recommandée pour notre appareil PressTech peut varier en fonction des objectifs du traitement.

Pour améliorer la circulation et réduire la rétention d'eau, des séances plus courtes peuvent être plus efficaces (15'-20').

Pour améliorer l'aspect de la cellulite ou favoriser la relaxation, des séances plus longues (30') peuvent être plus appropriées.

Fréquence des traitements

En général, pour améliorer la cellulite et réduire la rétention d'eau, la fréquence optimale est de 1 à 2 fois par semaine. N'oubliez pas que vous pouvez le combiner avec d'autres appareils et produits cosmétiques.

Pour l'entretien, l'idéal serait d'utiliser notre appareil PressTech 2 à 4 fois par mois.



Principaux bienfaits de PressTech

- ✓ **Réduction de la rétention d'eau et de toxines:** notre appareil PressTech utilise une pression d'air séquentielle pour appliquer une pression et la relâcher sur différentes parties du corps, ce qui permet de déplacer les liquides accumulés dans les tissus et d'améliorer la circulation lymphatique et sanguine. Cela permet de réduire la rétention d'eau et de favoriser l'élimination des toxines.
- ✓ **Amélioration de la circulation sanguine:** la pression séquentielle appliquée sur différentes parties du corps pendant une séance de pressothérapie contribue à améliorer la circulation sanguine, ce qui est bénéfique - et soulage - pour lutter contre la sensation de jambes enflées et lourdes.
- ✓ **Réduction de la cellulite:** notre appareil PressTech peut contribuer à améliorer l'apparence de la cellulite en stimulant la circulation et en aidant à réduire l'accumulation de liquides et de toxines, dont la présence est étroitement liée à l'apparition de la cellulite sur la peau.

- ✓ **Relaxation et bien-être:** les séances avec PressTech sont relaxantes et peuvent contribuer à réduire le stress et les tensions. Cela peut avoir un impact positif sur le bien-être général.
- ✓ **Amélioration de l'aspect de la peau:** en améliorant la circulation et en réduisant la rétention d'eau, la pressothérapie peut contribuer à une peau plus oxygénée, plus lisse et plus ferme.
- ✓ **Complément pour la perte de poids et les soins personnels:** bien que PressTech ne soit pas conçu comme un appareil pour la perte de poids, si vous suivez un plan de soins comprenant un régime alimentaire et de l'exercice, il peut être un complément très utile qui contribuera à renforcer ses effets.

SKINVITY rappelle qu'il est important de garder à l'esprit que la technique de massage par pression peut varier en termes de résultats et d'efficacité d'une personne à l'autre, et qu'elle est généralement recommandée dans le cadre d'une approche globale des soins du corps et de la peau.

Nous tenons à souligner qu'une pression trop forte peut être nocive et provoquer une sensation inconfortable d'oppression dans la zone traitée, ce qui peut provoquer de l'anxiété ou de l'inconfort au cours de la séance. Il convient d'aller du moins vers le plus et de s'arrêter lorsque le massage semble suffisamment ferme, sans devenir oppressant. Il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression pour obtenir les bienfaits de votre appareil PressTech.

Résolution de problèmes

Si votre appareil PressTech ne fonctionne pas, veuillez suivre les étapes suivantes avant de contacter le centre de service client:

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'appareil et que la batterie est chargée.
- Vérifiez que l'interrupteur latéral est en position « I » et que les voyants lumineux de l'appareil sont allumés.
- Assurez-vous que les conduits ou les tubes ne sont pas bouchés ou obstrués.

Service client

Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre PressTech, veuillez contacter le détaillant où vous l'avez acheté ou visitez [skinvity.com](https://www.skinvity.com) pour consulter la foire aux questions sur le produit.

Notre plus grand souhait est d'offrir le bien-être femtech au plus grand nombre de femmes possible. Pour nous aider à atteindre cet objectif et contribuer à faire connaître et promouvoir PressTech auprès de plus de femmes, vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions, soit à travers nos réseaux sociaux, soit par mail à info@skinvity.com. Nous voulons que vous preniez soin de vous.

Garantie Légale

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, nous n'acceptons pas les retours de ce produit, sauf en cas de défaut de fabrication.

Conformément à la réglementation en vigueur, tous nos produits bénéficient d'une garantie légale de trois ans à compter de la date de livraison.

Conditions de Garantie

- Pendant les deux premières années, il est présumé que tout défaut de conformité détecté existait déjà au moment de la livraison, sauf si SKINVITY prouve le contraire. Cependant, si nécessaire, SKINVITY pourra demander des informations supplémentaires au client afin d'évaluer l'état du produit.
- À partir de la troisième année, le consommateur doit prouver que le défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison du produit.

Exclusions de Garantie

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dommages causés par une mauvaise utilisation, des chocs, des chutes ou une manipulation inappropriée du produit.
- Usure naturelle due à l'utilisation régulière du produit.
- Réparations ou modifications non autorisées par SKINVITY

- Utilisation dans des conditions non recommandées dans le manuel d'utilisation.
- Utilisation du produit à des fins commerciales plutôt que personnelles.
- Tentative d'ouverture, de démontage ou de modification de l'appareil ou de ses accessoires.

***Prenez soin de votre appareil PressTech
et il prendra soin de vous.***

Nom et adresse du fabricant :
Femtechnology S.L. C.I.F. B1684696
Vía de las dos Castillas 9c, Bloque 3, Portal 2, 1B
28224 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, Espagne.
www.skinvity.com
info@skinvity.com



PressTech

BENUTZERHANDBUCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres
SKINVITY-Geräts PressTech!

Sie haben den Schritt in Richtung einer neuen,
freieren, angenehmeren und effizienteren Form
der Körperpflege gewagt.

Dieses Handbuch beschreibt das
PressTech-Produkt und erläutert, wie Sie es
verwenden und optimal nutzen können.

Weitere Informationen finden Sie auf skinvity.com
oder durch Scannen dieses QR-Codes:





Inhalt

Wichtiger Hinweis	92
Sicherheit	92
Warnhinweise	93
Vorsichtsmaßnahmen	94
Was ist PressTech	96
Zubehör	98
Steuerungen	99
Programme	100
Verwendung von PressTech	102
Gebrauchsempfehlungen	105
Wann ist PressTech zu verwenden	107
Dauer der Anwendung	107
Häufigkeit zwischen den Anwendungen	108
Hauptvorteile von PressTech	109
Fehlersuche	111
Kundendienst	112
Garantie	112

Wichtiger Hinweis

© SKINVITY

Alle Rechte vorbehalten.

PressTech ist kein Medizinprodukt.

Design und technische Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Hergestellt von FEMTECHNOLOGY SL.

Alle Rechte am geistigen Eigentum in dieser Publikation sind Eigentum von FEMTECHNOLOGY SL. und sind durch die geltenden Urheberrechtsgesetze und internationalen Verträge geschützt. FEMTECHNOLOGY SL. besitzt alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von FEMTECHNOLOGY SL. in irgendeiner Form vervielfältigt oder für eine abgeleitete Arbeit verwendet werden.

SICHERHEIT

WICHTIG: Lesen Sie unbedingt das gesamte Benutzerhandbuch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Es ist wichtig, dass Sie die **WARNHINWEISE** und **VORSICHTSMASSNAHMEN** bei der Verwendung von PressTech beachten.

WARNHINWEISE

PressTech ist ein elektrisches Gerät, das ordnungsgemäß verwendet werden muss. Beachten Sie alle **WARNHINWEISE** und **VORSICHTSMASSNAHMEN**:

- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser fällt. Ziehen Sie schnell und mit trockenen Händen den Netzstecker.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle, z. B. einem Waschbecken oder einer Badewanne.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an den Strom angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das System und sein Netzteil keine sichtbaren Schäden aufweisen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung des Netzkabels feststellen.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie es immer mit trockenen Händen.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Das PressTech-Gerät ist völlig sicher und erzeugt keine schädlichen Nebenwirkungen.

Als VORSICHTSMASSNAHME empfehlen wir Ihnen jedoch, es in den folgenden Fällen nicht zu verwenden:

- Bei Kindern unter 16 Jahren.
- Im Fall von komplexen Pathologien.

- Im Fall von Geschwüren, Wunden, Knochenbrüchen oder Risikobereichen.
- Bei Fieber oder einer Körpertemperatur über 37,5°C.
- Bei Personen, die an Krebs oder Herzkrankheiten leiden oder einen Herzschrittmacher tragen.
- Im Fall von Bluthochdruck, bei osteosynthetischem Material oder Infektionskrankheiten ohne ärztliche Aufsicht.
- Schwangere müssen ihren Arzt konsultieren und dürfen das Gerät nicht im Bauchbereich anwenden.
- Im Fall von Bluthochdruck wird der Modus 2 nicht empfohlen.

Bei SKINVITY empfehlen wir Ihnen immer, im Zweifelsfall einen Facharzt zu konsultieren.

Was ist PressTech

PressTech ist ein Gerät, das bei ästhetischen Behandlungen und zur Selbstbehandlung eingesetzt wird, um kontrollierten Druck auf verschiedene Körperteile auszuüben. Es zielt darauf ab, die Blut- und Lymphzirkulation zu verbessern, Flüssigkeits- und Toxineinlagerungen zu reduzieren und Probleme wie müde und geschwollene Beine zu lindern. Es sorgt für eine umfassende Verbesserung des Wohlbefindens.



Die Bedienung ist einfach und intuitiv, aber man muss sie gut kennen, um den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen.

Grundlegende Geräteteile:

1. **Luftkammer (Hose):** Dieses Zubehörteil wird um die Gliedmaßen gelegt und reicht bis zum Bauch und Gesäß.
2. **Luftkompressor (Bedienfeld):** Dieses Teil erzeugt den kontrollierten Luftdruck, der während der Anwendung verwendet wird.
3. **Schläuche und Verbindungsstücke:** Die Schläuche verbinden den Luftkompressor mit der Hose, sodass der Luftdruck gleichmäßig verteilt werden kann.

Sobald das Gerät montiert und eingeschaltet ist, beginnt der Luftkompressor, die verschiedenen Kammern in einer bestimmten Reihenfolge aufzublasen.


Der Druck wird in der Regel in aufwärts gerichteten Wellen von den Füßen zum Rumpf hin ausgeübt. Der Druck und die Dauer jedes Zyklus (Aufblasen und Luftablassen) werden entsprechend dem gewählten Modus gesteuert.

Zubehör



- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Bedienfeld
(Kompressor) | 5. Luftkammern |
| 2. Y-Verbindungsstück | 6. Verlängerungszubehör |
| 3. Schläuche x2 | 7. Transporttasche |
| 4. Netzteil | |


Steuerungen



- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Vorheriger Modus | 6. Nächster Modus |
| 2. Zeit verkürzen | 7. Zeit erhöhen |
| 3. Druck vermindern | 8. Druck erhöhen |
| 4. Massage-Position | 9. Position bestätigen |
| 5. Batterieanzeige | 10. Ein/Pause |


Programme

PressTech verfügt über 6 verschiedene Kompressionsmodi, die bestimmte Effekte bei Einzel- und kombinierter Anwendung begünstigen:



1. **Normal:** Aktiviert eine Kammer nach der anderen, in der Reihenfolge vom Fuß bis zum Rumpf. Durch das Aufblasen einer Kammer und das Entleeren der vorherigen wird eine sauerstoffhaltige und entspannende Wirkung für müde Beine erzielt. Großartige Fähigkeiten, Flüssigkeiten und Giftstoffe abzuführen.

2. **Sequentiell:** Der Druck wird kontinuierlich auf alle Kammern ausgeübt und aufrechterhalten, nacheinander vom Fuß zum Rumpf. Behandlung zur Verbesserung der Blutzirkulation.
3. **Doppelwelle:** Die Kammern drücken in Zweiergruppen, um die Durchblutung zu fördern. Es hat auch eine große Entwässerungswirkung von Flüssigkeiten und Giftstoffen.
4. **Voller Druck:** Alle Kammern werden gleichzeitig aktiviert und deaktiviert, was zu einer entspannenden und wirksamen Wirkung für die Entwässerung von Flüssigkeitsansammlungen und die Sauerstoffversorgung von Gewebe und Muskeln beiträgt.



- 5. Normal + Doppelwelle:** Wir wechseln die Modi 1 und 2 ab, sodass zunächst nur einer aktiviert wird und dann in Zweiergruppen. Diese beiden kombinierten Modi zeichnen sich durch ihre großartige Durchblutungs- und Entwässerungswirkung von Flüssigkeiten und Giftstoffen aus.
- 6. Normal + Doppelwelle + Voller Druck:** Die Modi 1, 2 und 3 werden kombiniert, wobei zunächst eine einzelne Kammer aktiviert wird, dann zwei gleichzeitig, bis alle Kammern gleichzeitig aktiviert sind.

Verwendung von PressTech

Bevor Sie Ihr neues PressTech-Gerät in Betrieb nehmen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

1. Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie das Gerät, die Luftpumpe, das Netzteil, die Schläuche, das Verlängerungszubehör und das Y-Verbindungsstück heraus.
2. Schließen Sie das Netzteil an das Gerät und dann an eine Steckdose an.
3. Lassen Sie das Gerät vollständig aufladen.
4. Trennen Sie das Netzteil vom Gerät.

Während der Verwendung Ihres PressTech:

1. Schließen Sie das Gerät an die Luftpumpe (die Hose) an. Verwenden Sie dazu die Schläuche und das Y-Verbindungsstück, das sich oben an der Hose befinden sollte, damit Sie es leicht bedienen können. Vergewissern Sie sich, dass keine Knoten oder Engpässe vorhanden sind.
2. Wenn Sie das Verlängerungszubehör benötigen, das die Hose auf jeder Seite um 5 cm verlängert (Größe 42-44), bringen Sie es an der Hose an. Es lässt sich ganz einfach an den seitlichen Reißverschlüssen anbringen.
3. Ziehen Sie die Hose in einer bequemen Position an, halb liegend oder liegend, und achten Sie darauf, dass Sie sie gut hochziehen, bis knapp unter die Brust.
4. Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter an der Seite des Bedienfeldes ein.
5. Wählen Sie die Dauer des Programms mit den Tasten „Time“. Sie ist standardmäßig auf 30 Minuten eingestellt und kann über die Steuerung leicht erhöht oder verringert werden.

6. Wählen Sie den gewünschten Druck mit den Tasten „Pressure“.

***WICHTIG:** Stellen Sie diesen Wert auf einen moderaten Druck ein; es ist besser, mit einem niedrigen Druck zu beginnen und ihn langsam zu steigern.*

7. Wählen Sie das gewünschte Programm (siehe Seiten 94 und 95) mit den Tasten im Bereich „Mode“. Sie können den Modus nur ändern, wenn das Gerät angehalten ist.
8. Wählen Sie mit der Taste „Position“ die Kameras aus, die Sie deaktivieren möchten. Wenn Sie möchten, können Sie einen bestimmten Teil der Beine oder des Bauches nicht massieren. Bestätigen Sie anschließend mit der Taste „Confirm“.
9. Drücken Sie die Einschalttaste, um zu starten. Genießen Sie Ihre Sitzung bequem von zu Hause aus.

Zum Beenden der Anwendung:

10. Drücken Sie die Taste „Pause“.
11. Drücken Sie den Schalter an der Seite des Geräts und lassen Sie ihn in der Position „0“.

12. Trennen Sie die Schläuche vom Gerät. Vermeiden Sie es, die Schläuche von der Hose zu trennen, um Schäden durch Abnutzung zu vermeiden. Es ist möglich, das Gerät mit den Schläuchen in der Tasche zu verstauen.

Trennungen:

- Vermeiden Sie es, an den Schläuchen zu ziehen.
- Um die Schläuche zu trennen, halten Sie sie am Verbindungsstück fest.
- Drücken Sie die Druckknöpfe an der Seite des Verbindungsstückes, um das Abziehen zu erleichtern.

Gebrauchsempfehlungen

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, die Ihnen helfen sollen, Ihr neues Druckmassagegerät optimal zu nutzen:

1. Es ist ratsam, vor der Behandlung viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, aber kurz vor der Behandlung kein Wasser zu trinken oder etwas zu essen.
2. Um die Beseitigung von lokalisiertem Fett zu fördern, empfehlen wir eine manuelle

Massage vor der Behandlung (oder mit einem beliebigen Massagegerät), um das Fett zu mobilisieren und aufzuwärmen. Dadurch wird die Beseitigung mit PressTech noch effektiver.

3. Für eine vollständige Behandlung mit dem Ziel, Flüssigkeiten, Toxine und angesammeltes Fett zu beseitigen, empfehlen wir, mit 10 Minuten im Modus 2 und dann 10 Minuten im Modus 1 mit festem Druck zu beginnen.
4. Um die Behandlung mit einer entspannenden Behandlung abzuschließen, fügen Sie 5 oder 10 Minuten im Modus 4 mit sehr sanftem Druck und/oder 5 oder 10 Minuten im Modus 3 mit sanftem Druck hinzu.
5. Vor oder nach der Behandlung ist es möglich, Kosmetika mit straffender, schlankmachender oder Anti-Cellulite-Wirkung aufzutragen.
6. Das Gerät kann mit anderen intelligenten Geräten für den Heimgebrauch kombiniert werden.
7. Wir empfehlen, 30 Minuten nicht zu überschreiten, da keine zusätzlichen Ergebnisse erzielt werden.

Wann ist PressTech zu verwenden

PressTech ist ein Gerät, das mit Hilfe von Luftdruck den Körper revitalisiert. Es ist für Sie in den folgenden Fällen geeignet:

- Wenn Sie Cellulite oder schlaffe Haut haben.
- Wenn Sie Entzündungen und das Gefühl geschwollener Beine lindern möchten.
- Wenn Sie zu Flüssigkeits- oder Giftstoffeinlagerungen neigen.
- Wenn Ihre Beine schmerzen.
- Presstech ist nicht dazu bestimmt, Lymphdrainagen durchzuführen oder Fettgewebe zu reduzieren, zu beseitigen oder zu zerstören, wenn dies medizinisch indiziert ist oder von medizinischem Fachpersonal verschrieben wird.

Dauer der Anwendung

Die empfohlene Anwendungsdauer für unser PressTech-Gerät kann je nach Behandlungsziel variieren.

Um die Durchblutung zu verbessern und Flüssigkeitsansammlungen zu reduzieren, können kürzere Sitzungen effektiver sein (15-20 Min.).

Um das Erscheinungsbild von Cellulite zu verbessern oder die Entspannung zu fördern, können längere Sitzungen (30 Min.) besser geeignet sein.

Häufigkeit zwischen den Anwendungen

Zur Verbesserung von Cellulite und zur Verringerung von Wassereinlagerungen ist eine Häufigkeit von 1 bis 2 Behandlungen pro Woche optimal. Denken Sie daran, dass Sie die Behandlung mit anderen Geräten und Kosmetika kombinieren können.

Für die Körperpflege wäre es ideal, unser PressTech-Gerät 2 bis 4 Mal pro Monat zu verwenden.



Hauptvorteile von PressTech

- ✓ **Verringerung von Flüssigkeits- und Giftstoffansammlungen:** Unser PressTech-Gerät wendet einen sequenziellen Luftdruck an, um Druck auf verschiedene Körperteile auszuüben und wieder abzulassen, was dazu beiträgt, angesammelte Flüssigkeit im Gewebe zu bewegen und den Lymph- und Blutfluss zu verbessern. Dies kann dazu beitragen, Flüssigkeitsansammlungen zu reduzieren und die Ausscheidung von Giftstoffen zu fördern.
- ✓ **Verbesserung der Blutzirkulation:** Der Druck, der während einer Pressotherapie-Sitzung auf verschiedene Körperteile ausgeübt wird, trägt zur Verbesserung der Blutzirkulation bei, was dem Gefühl geschwollener, müder Beine entgegenwirkt.
- ✓ **Reduzierung von Cellulite:** Unser PressTech-Gerät kann dazu beitragen, das Erscheinungsbild von Cellulite zu verbessern, indem es die Durchblutung anregt und hilft, angesammelte Flüssigkeiten und Toxine zu reduzieren, deren Vorhandensein eng mit dem Erscheinungsbild von Cellulite auf der Haut zusammenhängt.

- ✓ **Entspannung und Wohlbefinden:** PressTech-Sitzungen sind entspannend und können helfen, Stress und Spannungen abzubauen. Dies kann sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken.
- ✓ **Verbessertes Hautbild:** Verbessertes Hautbild: Durch die Verbesserung der Durchblutung und die Verringerung von Flüssigkeitsansammlungen kann die Drucktherapie zu mit mehr Sauerstoff versorgten, glatteren und strafferen Haut beitragen.
- ✓ **Ergänzung zur Gewichtsabnahme und Körperpflege:** Obwohl PressTech nicht als Gerät zur Gewichtsabnahme konzipiert ist, kann es eine sehr nützliche Ergänzung sein, wenn Sie einen Körperpflegeplan befolgen, der eine Diät und Sport beinhaltet, um seine Wirkung zu verstärken.

SKINVITY weist darauf hin, dass die Druckmassagetechnik von Person zu Person unterschiedliche Ergebnisse und Wirkungen haben kann und im Allgemeinen als Teil eines ganzheitlichen Ansatzes zur Körper- und Hautpflege empfohlen wird.

Es ist zu betonen, dass ein zu starker Druck schädlich sein kann und ein unangenehmes Spannungsgefühl im behandelten Bereich hervorrufen kann, das zu Unruhe oder Unbehagen während der Sitzung führen kann. Es ist notwendig, mit niedrigem Druck zu beginnen und ihn langsam zu steigern, und aufzuhören, wenn man das Gefühl hat, dass man bereits eine kräftige Massage erhält, ohne zu starken Druck zu spüren. Es ist nicht notwendig, starken Druck auszuüben, um die Vorteile des PressTech-Geräts zu nutzen.

Fehlersuche

Wenn Ihr PressTech-Gerät nicht funktioniert, befolgen Sie diese Schritte, bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an das Gerät angeschlossen ist und der Akku aufgeladen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Seitenschalter in der Position „I“ steht und dass die Markierungen am Gerät leuchten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Leitungen oder Schläuche nicht verstopft oder verknotet sind.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit PressTech haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder besuchen Sie skinvity.com, um häufig gestellte Fragen zum Produkt zu konsultieren.

Unser Ziel ist es, so vielen Frauen wie möglich Femtech-Wellness zu bieten. Um uns dabei zu helfen, dieses große Ziel zu erreichen und dazu beizutragen, dass mehr Frauen PressTech kennen und genießen, können Sie uns Ihre Kommentare und Vorschläge zukommen lassen, entweder über unsere sozialen Netzwerke oder indem Sie uns eine E-Mail an info@skinvity.com schicken. Wir möchten, dass Sie Ihr Wohlbefinden an erste Stelle stellen.

Gesetzliche Garantie

Aus Sicherheits- und Hygienegründen akzeptieren wir keine Rücksendungen von geöffneten oder gebrauchten Produkten, es sei denn, es liegt ein Herstellungsfehler vor.

Gemäß den geltenden Vorschriften haben alle unsere Produkte eine gesetzliche Garantie von drei Jahren ab dem Lieferdatum.

Garantiebedingungen

- In den ersten zwei Jahren wird davon ausgegangen, dass ein festgestellter Mangel bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestand, es sei denn, SKINVITY weist das Gegenteil nach. Sollte es jedoch erforderlich sein, kann SKINVITY zusätzliche Informationen vom Kunden anfordern, um den Zustand des Produkts zu bewerten.
- Ab dem dritten Jahr muss der Verbraucher nachweisen, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Lieferung bestand.

Garantieausschlüsse

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Stöße, Stürze oder unsachgemäße Handhabung des Produkts.
- Natürlicher Verschleiß durch regelmäßigen Gebrauch
- Nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen durch SKINVITY.

- Verwendung unter nicht empfohlenen Bedingungen, wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
- Verwendung des Produkts für kommerzielle Zwecke anstelle des persönlichen Gebrauchs.
- Versuch, das Gerät oder seine Zubehörteile zu öffnen, zu zerlegen oder zu manipulieren.

Bitte pflegen Sie Ihr PressTech-Gerät und es wird Sie pflegen.

Name und Adresse des Herstellers:
Femtechnology S.L. C.I.F. B16846966
Vía de las dos Castillas 9c, Bloque 3, Portal 2, 1B
28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spanien
www.skinvity.com - info@skinvity.com



PressTech

MANUALE UTENTE

Congratulazioni per l'acquisto del vostro dispositivo PressTech di SKINVITY!

Avete fatto il salto in una nuova forma di cura personale, più libera, piacevole ed efficiente.

Il presente manuale descrive il prodotto PressTech e le modalità di utilizzo per ottenere il massimo da esso.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito skinvity.com o scansionando questo QR:





Contenuto

Avviso importante	120
Sicurezza	120
Avvertenze	121
Precauzioni	122
Cos'è PressTech	124
Accessori	126
Controlli	127
Programmi	128
Utilizzo di PressTech	130
Raccomandazioni per l'uso	133
Quando utilizzare PressTech	135
Durata del trattamento	135
Frequenza tra i trattamenti	136
Principali benefici di PressTech	137
Risoluzione dei problemi	139
Servizio clienti	140
Garanzia	140

Avviso importante

© SKINVITY

Tutti i diritti riservati.

PressTech non è un dispositivo medico.

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Prodotto da FEMTECHNOLOGY SL.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale di questa pubblicazione sono di proprietà di FEMTECHNOLOGY SL. e sono protetti dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati internazionali. FEMTECHNOLOGY SL. detiene tutti i diritti non espressamente concessi.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma o utilizzata per realizzare opere derivate senza la previa approvazione scritta di FEMTECHNOLOGY SL.

SICUREZZA

IMPORTANTE: prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente l'intero manuale d'uso.

È importante osservare le AVVERTENZE e le PRECAUZIONI quando si utilizza PressTech.

AVVERTENZE

PressTech è un dispositivo elettrico ed è importante utilizzarlo correttamente. Seguire tutte le AVVERTENZE e le PRECAUZIONI:

- Non toccare il dispositivo se cade in acqua. Con le mani asciutte, staccare rapidamente la spina.
- Non collocare o riporre il dispositivo vicino a fonti d'acqua, come un lavandino o una vasca da bagno.
- Non immergere il dispositivo nell'acqua.
- Se il dispositivo è collegato alla presa di corrente, non lasciarlo incustodito.
- Prima di ogni utilizzo, accertarsi che il sistema e l'alimentatore non presentino danni visibili.
- Non utilizzare il dispositivo se si notano danni al cavo di alimentazione.

- Utilizzare il dispositivo solo con il cavo di alimentazione e l'alimentatore in dotazione.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare sempre con le mani asciutte.
- Dopo l'uso o prima della pulizia, spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla rete elettrica.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto, come descritto nel manuale.

PRECAUZIONI

Il dispositivo PressTech è completamente sicuro e non genera effetti collaterali dannosi. Tuttavia, per PRECAUZIONE, si consiglia di non utilizzarlo nei seguenti casi:

- Bambini di età inferiore ai 16 anni.
- Persone con patologie complesse.
- In caso di ulcere, ferite, fratture ossee o aree a rischio.

- Con febbre o temperatura superiore a 37,5°C.
- Se soffrite di cancro, malattie cardiache o avete un pacemaker.
- In caso di ipertensione, con materiale di osteosintesi o malattie infettive senza controllo medico.
- In caso di gravidanza, consultare il medico e non applicare mai sull'addome.
- In caso di pressione alta, si sconsiglia la modalità 2.

Noi di SKINVITY consigliamo sempre di consultare uno specialista in caso di dubbi.

Cos'è PressTech

PressTech è un dispositivo utilizzato nei trattamenti estetici e di autocura per applicare una pressione controllata su diverse parti del corpo. Il suo scopo è quello di migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, ridurre la ritenzione di liquidi e tossine e alleviare problemi come gambe stanche e gonfie. Fornisce un miglioramento completo del benessere.



Il suo funzionamento è semplice e intuitivo, ma è essenziale conoscerlo bene per trarne il massimo beneficio.

Componenti di base:

1. **Camera d'aria (pantaloni):** è l'accessorio che viene posizionato intorno agli arti e raggiunge l'addome e i glutei.
2. **Compressore d'aria (pannello di controllo):** questo componente genera la pressione controllata dell'aria utilizzata durante la sessione.
3. **Tubi e connettori:** i tubi collegano il compressore d'aria ai pantaloni, consentendo di distribuire uniformemente la pressione dell'aria.

Una volta montato e acceso il dispositivo, il compressore d'aria inizia a gonfiare le varie camere in una sequenza specifica.


La pressione viene solitamente applicata a ondate ascendenti, dai piedi verso il busto. La pressione e la durata di ciascun ciclo di gonfiaggio e sgonfiaggio sono controllate in base alla modalità selezionata.

Accessori



- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Pannello di controllo (compressore) | 5. Camere d'aria |
| 2. Connettore a Y | 6. Accessori di estensione |
| 3. Tubi flessibili x2 | 7. Borsa da viaggio |
| 4. Alimentazione | |


Controlli



- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Modalità precedente | 6. Modalità successiva |
| 2. Ridurre tempo | 7. Aumentare il tempo |
| 3. Ridurre la pressione | 8. Aumentare la pressione |
| 4. Posizione del massaggio | 9. Confermare la posizione |
| 5. Indicatore della batteria | 10. Acceso/Pausa |


Programmi

PressTech dispone di 6 diverse modalità di compressione che favoriscono determinati effetti in applicazione singola e combinata:



- 1. Normale:** attiva una camera alla volta, in sequenza dal piede al busto. Gonfiando una e sgonfiando la precedente, offre un'azione ossigenante e rilassante per le gambe stanche. Grande capacità di drenaggio di liquidi e tossine.

- 2. Sequenziale:** pressione esercitata in modo continuo su tutte le camere, in sequenza dal piede verso il tronco, ma mantenendo la pressione. Trattamento per migliorare la circolazione sanguigna.
- 3. Doppia onda:** le camere premono a gruppi di due per favorire la circolazione. Ha anche una grande azione drenante di liquidi e tossine.
- 4. Pressione completa:** tutte le camere vengono attivate e disattivate contemporaneamente, contribuendo a un effetto rilassante ed efficace per il drenaggio dei liquidi di ritenzione e l'ossigenazione di tessuti e muscoli.



5. Normale + Doppia onda: alterniamo le modalità 1 e 2, in modo che prima ne venga attivata una sola e poi vengano attivate a gruppi di due. Queste due modalità combinate si distinguono per la grande azione circolatoria e di drenaggio di liquidi e tossine.

6. Normale + Doppia onda + Pressione completa: si combinano le modalità 1, 3 e 4, iniziando con l'attivazione di una sola camera, poi a due a due, fino ad attivare tutte le camere contemporaneamente.

Utilizzo di PressTech

Prima di iniziare a utilizzare il vostro nuovo e favoloso apparecchio PressTech, seguite le seguenti istruzioni:

1. Aprire la scatola, rimuovere il dispositivo, la camera d'aria, l'alimentatore, i tubi flessibili, l'accessorio di estensione e il connettore a Y.
2. Collegare l'alimentatore al dispositivo e quindi a una presa di corrente.
3. Lasciare che il dispositivo si carichi completamente.
4. Scollegare l'alimentatore dal dispositivo.

Quando si utilizza PressTech:

1. Collegare il dispositivo alla camera d'aria (i pantaloni), utilizzando i tubi flessibili e il connettore a Y, che dovrebbe trovarsi nella parte superiore dei pantaloni, in modo da poterlo maneggiare facilmente. Verificare che non vi siano nodi o strozzature.
2. In caso di bisogno dell'accessorio di estensione, che aggiunge 5 cm su ogni lato (taglia 42-44), attaccarlo ai pantaloni. È molto semplice, basta aggiungerlo utilizzando le cerniere laterali.
3. Indossare i pantaloni in una posizione comoda, semisdraiata o sdraiata, e assicurarsi di tirarli su bene, appena sotto il petto.
4. Accendere il dispositivo utilizzando l'interruttore sul lato del pannello di controllo.
5. Selezionare la durata del programma utilizzando i pulsanti "Time". La durata predefinita è di 30 minuti e può essere facilmente aumentata o diminuita dal controller.
6. Selezionare la pressione desiderata con i pulsanti "Pressure".

IMPORTANTE: *regolare questo valore su una pressione moderata; è consigliabile partire da una pressione minore per arrivare a una maggiore.*

7. Selezionare il programma desiderato (vedere pagine 120 e 121) utilizzando i pulsanti della sezione "Mode". È possibile cambiare la modalità solo quando l'apparecchio è in pausa.
8. Con il pulsante "Position" selezionare le camere d'aria che si desidera disattivare. Se lo si desidera, è possibile non massaggiare una parte specifica delle gambe o dell'addome. Confermare quindi con il pulsante "Confirm".
9. Premere il pulsante "On" per iniziare. Godetevi la vostra sessione di autocura nel comfort di casa vostra.

Per smettere di usarlo:

10. Presiona el botón "Pause".
11. Premere l'interruttore sul lato del dispositivo, lasciandolo in posizione "0".
12. Scollegare i tubi flessibili dal controller, evitando di scollegare i tubi flessibili dai pantaloni, per evitare danni dovuti all'usura. È possibile riporre il dispositivo nella borsa con i tubi flessibili attaccati.

Disconnessioni

- Evitare di tirare i tubi flessibili.
- Per scollegare i tubi flessibili, afferrarli dal connettore.
- Premere i pulsanti sul lato del connettore per facilitare lo scollegamento.

Raccomandazioni per l'uso

Ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a sfruttare al meglio il vostro nuovissimo massaggiatore a pressione:

1. È consigliabile essere idratati prima del trattamento, ma non bere acqua o mangiare cibo poco prima di iniziare.
2. Per favorire l'eliminazione del grasso localizzato, si consiglia di effettuare prima un massaggio manuale (o con qualsiasi dispositivo di massaggio), per mobilizzare e riscaldare il grasso. Questo renderà più efficace l'eliminazione con PressTech.
3. Per un trattamento completo con l'obiettivo di eliminare liquidi, tossine e grasso accumulato, si consiglia di iniziare con 10 minuti di modalità 2 e poi 10 minuti di modalità 1, con una pressione decisa.

4. Per concludere con un trattamento rilassante, aggiungere 5 o 10 minuti di modalità 4 con pressione molto delicata e/o 5 o 10 minuti di modalità 3 con pressione delicata.
5. Prima o dopo il trattamento è possibile applicare cosmetici con effetto rassodante, snellente o anticellulite.
6. Può essere combinato con altri dispositivi intelligenti per uso domestico.
7. Si consiglia di non superare i 30 minuti, non si ottengono risultati aggiuntivi.



Quando utilizzare PressTech

PressTech è un dispositivo che utilizza la pressione dell'aria per rivitalizzare il corpo. È adatto se:

- Si hanno cellulite o cedimenti.
- Si vuole migliorare l'infiammazione e alleviare la sensazione di gonfiore alle gambe.
- Si ha tendenza a trattenere liquidi o tossine.
- Si ha dolore alle gambe.
- Presstech non è stato progettato per eseguire il drenaggio linfatico o per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo sotto indicazione medica o prescrizione di professionisti del settore sanitario.

Durata del trattamento

Il tempo di utilizzo consigliato del dispositivo PressTech può variare a seconda degli obiettivi del trattamento.

Per migliorare la circolazione e ridurre la ritenzione di liquidi, possono essere più efficaci sessioni più brevi (15-20').

Per migliorare l'aspetto della cellulite o favorire il rilassamento, possono essere più indicate sedute più lunghe (30').

Frequenza tra i trattamenti

In generale, per migliorare la cellulite e ridurre la ritenzione di liquidi, la frequenza ottimale è di 1 o 2 volte alla settimana. Da ricordare che è possibile combinarlo con altri dispositivi e cosmetici.

Per il mantenimento, l'ideale sarebbe utilizzare il nostro dispositivo PressTech da 2 a 4 volte al mese.



Principali benefici di PressTech

- ✓ **Riduzione della ritenzione di liquidi e tossine:** il nostro dispositivo PressTech utilizza una pressione d'aria sequenziale per applicare una pressione e un rilascio su diverse parti del corpo, che aiuta a spostare i liquidi accumulati nei tessuti e migliora il flusso linfatico e sanguigno. Ciò può contribuire a ridurre la ritenzione di liquidi e a favorire l'eliminazione delle tossine.
- ✓ **Migliora la circolazione sanguigna:** la pressione sequenziale applicata a diverse parti del corpo durante una sessione di pressoterapia aiuta a migliorare la circolazione sanguigna, con conseguente beneficio e sollievo nel combattere la sensazione di gambe gonfie e stanche.
- ✓ **Riduzione della cellulite:** il nostro dispositivo PressTech può contribuire a migliorare l'aspetto della cellulite stimolando la circolazione e aiutando a ridurre i liquidi e le tossine accumulate, la cui presenza è strettamente correlata alla comparsa della cellulite sulla pelle.

- ✓ **Rilassamento e benessere:** le sedute PressTech sono rilassanti e possono contribuire a ridurre lo stress e la tensione. Questo può avere un impatto positivo sul benessere generale.
- ✓ **Miglioramento dell'aspetto della pelle:** migliorando la circolazione e riducendo la ritenzione di liquidi, la pressoterapia può contribuire a una pelle ossigenata, liscia e compatta.
- ✓ **Complemento per la perdita di peso e la cura di sé:** sebbene PressTech non sia stato concepito come dispositivo per la perdita di peso, se si segue un piano di cura che comprende dieta ed esercizio fisico, può essere un complemento molto utile che contribuisce a potenziarne gli effetti.

SKINVITY desidera ricordare che è importante tenere presente che la tecnica del massaggio a pressione può variare in termini di risultati ed efficacia da persona a persona, ed è generalmente raccomandata come parte di un approccio olistico alla cura del corpo e della pelle.

Va sottolineato che una pressione eccessiva può essere dannosa e può provocare una fastidiosa sensazione di tensione nell'area trattata, con conseguente ansia o disagio durante la seduta. È necessario passare da una pressione minore a una maggiore e fermarsi quando si ha la sensazione di aver già ricevuto un massaggio deciso, senza diventare oppressivo. Non è necessario esercitare una forte pressione per ottenere i benefici del dispositivo PressTech.

Risoluzione dei problemi

Se il dispositivo PressTech non funziona, prima di contattare il centro di assistenza clienti seguite i seguenti passaggi:

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al dispositivo e che la batteria sia carica.
- Verificare che l'interruttore laterale sia in posizione "I" e che gli indicatori sul dispositivo siano accesi.
- Assicurarsi che i condotti o i tubi flessibili non siano intasati o strozzati.

Servizio clienti

In caso di domande o problemi con PressTech, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato o visitare il sito skinvity.com per le domande più frequenti sul prodotto.

La nostra aspirazione finale è quella di fornire il benessere di Femtech al maggior numero possibile di donne. Per aiutarci a raggiungere questo grande obiettivo e contribuire a far sì che un maggior numero di donne conosca e apprezzi PressTech, potete inviarci i vostri commenti e suggerimenti, attraverso i nostri social network o inviandoci un'e-mail a info@skinvity.com. Vogliamo che vi prendiate cura di voi stesse.

Garanzia Legale

Per motivi di sicurezza e igiene non accettiamo resi di questo prodotto, a meno che non presenti un difetto di fabbricazione.

In conformità con la normativa vigente, tutti i nostri prodotti sono coperti da una garanzia legale di tre anni dalla data di consegna.

Condizioni di Garanzia

- Durante i primi due anni, si presume che qualsiasi difetto di conformità rilevato fosse già presente al momento della consegna, salvo prova contraria da parte di SKINVITY. Tuttavia, se necessario, SKINVITY potrà richiedere informazioni aggiuntive al cliente per valutare lo stato del prodotto.
- A partire dal terzo anno, il consumatore deve dimostrare che il difetto di conformità esisteva già al momento della consegna del prodotto.

Esclusioni della Garanzia

La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Danni causati da un uso improprio, urti, cadute o manipolazione inadeguata del prodotto.
- Normale usura dovuta all'uso regolare del prodotto.
- Riparazioni o modifiche non autorizzate da SKINVITY.
- Utilizzo in condizioni non raccomandate nel manuale d'uso.

- Uso del prodotto per scopi commerciali anziché personali.
- Tentativo di aprire, smontare o manomettere il dispositivo o i suoi accessori.

***Prendetevi cura del vostro dispositivo
PressTech e lui si prenderà cura di voi.***

Nome e indirizzo del produttore:
Femtechnology S.L. C.I.F. B16846966
Vía de las dos Castillas 9c, Bloque 3, Portal 2, 1B
28224 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spagna.
www.skinvity.com
info@skinvity.com



PressTech

MANUAL DO UTILIZADOR

Parabéns pela aquisição do seu aparelho
PressTech de SKINVITY!

Deu o salto para uma nova forma de cuidados
pessoais, mais livre, mais agradável e eficiente.

Este manual descreve o produto PressTech e a
forma de o utilizar e tirar o máximo partido dele.

Pode encontrar mais informações em skinvity.com
ou digitalizando este QR:





Conteúdo

Aviso importante	148
Segurança	148
Advertências	149
Precauções	150
O que é PressTech	152
Acessórios	154
Controlos	155
Programas	156
Utilização de PressTech	158
Recomendações de utilização	161
Quando utilizar PressTech	163
Duração do tratamento	163
Frequência entre tratamentos	164
Principais benefícios de PressTech	165
Resolução de problemas	167
Assistência ao cliente	168
Garantia	168

Aviso importante

© SKINVITY

Todos os direitos reservados.

PressTech não é um dispositivo médico.

O design e as especificações técnicas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fabricado por FEMTECHNOLOGY SL.

Todos os direitos de propriedade intelectual desta publicação são propriedade da FEMTECHNOLOGY SL. e estão protegidos pelas leis de direitos de autor aplicáveis e pelas disposições dos tratados internacionais. A FEMTECHNOLOGY SL. detém todos os direitos não expressamente concedidos. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sob qualquer forma ou utilizada para realizar qualquer trabalho derivado sem a prévia autorização por escrito da FEMTECHNOLOGY SL.

SEGURANÇA

IMPORTANTE: Antes de utilizar o produto, leia o manual do utilizador na íntegra.

É importante respeitar os AVISOS e as PRECAUÇÕES durante a utilização de PressTech.

ADVERTÊNCIAS

PressTech é um aparelho elétrico e é importante que seja utilizado corretamente. Siga todos os AVISOS e PRECAUÇÕES:

- Não tocar no aparelho se este cair na água. Com as mãos secas, desligue-o rapidamente da tomada.
- Não coloque ou guarde o aparelho perto de qualquer fonte de água, como um lavatório ou uma banheira.
- Não mergulhar o aparelho na água.
- Se o aparelho estiver ligado à corrente, não o deixe sem vigilância.
- Antes de cada utilização, certifique-se de que o sistema e a respetiva fonte de alimentação não apresentam danos visíveis. Não utilize o aparelho se detetar danos no cabo de alimentação.

- Utilize o dispositivo apenas com o cabo de alimentação e a fonte de alimentação fornecidos.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Utilize-o sempre com as mãos secas.
- Após a utilização ou antes da limpeza, desligar o aparelho e retirar a ficha da rede elétrica.
- Utilizar o aparelho apenas para o fim a que se destina, tal como descrito no manual.

PRECAUÇÕES

O aparelho PressTech é completamente seguro e não produz efeitos secundários nocivos. No entanto, como medida de PRECAUÇÃO, recomendamos que não o utilize nos seguintes casos:

- Crianças com menos de 16 anos de idade.
- Pessoas com patologias complexas.

- Em caso de úlceras, feridas, fraturas ósseas ou zonas de risco.
- Com febre ou temperatura superior a 37,5 °C.
- Se sofre de cancro, doença cardíaca ou tem um pacemaker.
- Em caso de hipertensão, com material osteossintético ou doenças infecciosas sem controlo médico.
- Em caso de gravidez, consultar o médico e nunca aplicar no abdómen.
- Em caso de tensão arterial elevada, não recomendamos o modo 2.

Na SKINVITY, recomendamos sempre a consulta de um especialista em caso de dúvida.

O que é PressTech

PressTech é um dispositivo utilizado em tratamentos estéticos e de autocuidado para aplicar uma pressão controlada em diferentes partes do corpo. O seu objetivo é melhorar a circulação sanguínea e linfática, reduzir a retenção de líquidos e toxinas, e aliviar problemas como pernas cansadas e inchadas. Proporciona uma melhoria global do bem-estar.



O seu funcionamento é simples e intuitivo, mas é essencial conhecê-lo bem para tirar o máximo partido dele.

Componentes básicos:

1. **Câmara de ar (calças):** é o acessório que se coloca à volta dos membros e trata o abdómen e as nádegas.
2. **Compressor de ar (painel de controlo):** este componente gera a pressão de ar controlada utilizada durante a sessão.
3. **Tubos e conetores:** os tubos ligam o compressor de ar às calças, permitindo que a pressão do ar seja distribuída uniformemente.

Uma vez o aparelho montado e ligado, o compressor de ar começa a insuflar as diferentes câmaras numa sequência específica.


A pressão é geralmente aplicada em ondas ascendentes, dos pés em direção ao tronco. A pressão e a duração de cada ciclo de insuflação e esvaziamento são controladas de acordo com o modo selecionado.

Acessórios



1. Painel de controlo (compressor)
2. Conetor em Y
3. Mangueiras x2
4. Fonte de alimentação
5. Câmaras de ar
6. Acessórios de extensão
7. Saco de viagem


Controlos



1. Modo anterior
2. Reduzir o tempo
3. Reduzir a pressão
4. Posição da massagem
5. Indicador de bateria
6. Modo seguinte
7. Aumentar o tempo
8. Aumentar a pressão
9. Confirmar posição
10. Ligar/Pausa


Programas

PressTech possui 6 modos de compressão diferentes que favorecem determinados efeitos em aplicação simples e combinada.



- 1. Normal:** ativa uma câmara de cada vez, em sequência, do pé para o tronco. Ao encher uma e esvaziar a anterior, oferece uma ação oxigenante e relaxante para as pernas cansadas. Grande capacidade de drenagem de líquidos e toxinas.

- 2. Sequencial:** pressão exercida continuamente em todas as câmaras, em sequência, do pé em direção ao tronco, mas mantendo a pressão. Tratamento para melhorar a circulação sanguínea.
- 3. Dupla onda:** as câmaras pressionam em grupos de duas para favorecer a circulação. Tem também uma grande ação de drenagem de líquidos e toxinas.
- 4. Pressão total:** todas as câmaras são ativadas e desativadas ao mesmo tempo, contribuindo para um efeito relaxante e eficaz para a drenagem da retenção de líquidos e a oxigenação dos tecidos e músculos.



5. Normal + Dupla onda: alternamos os modos 1 e 2, de modo a que primeiro apenas um seja ativado e depois sejam ativados em grupos de dois. Estes dois modos combinados destacam-se pela sua grande ação circulatória e drenante de líquidos e toxinas.

6. Normal + Dupla onda + Pressão total: combinam-se os modos 1, 3 e 4, começando pela ativação de uma única câmara, depois duas a duas, até que todas as câmaras sejam ativadas ao mesmo tempo.

Utilização de PressTech

Antes de começar a utilizar o seu novo e fabuloso aparelho PressTech, siga estas instruções:

1. Abrir a caixa, retirar o aparelho, a câmara de ar, a fonte de alimentação, as mangueiras, o acessório de extensão e o conector em Y.
2. Ligue a fonte de alimentação ao aparelho e, por sua vez, a uma tomada elétrica.
3. Deixe o aparelho carregar completamente.
4. Desligue a fonte de alimentação do dispositivo.

Quando utilizar o seu PressTech:

1. Ligar o aparelho à câmara de ar (as calças), utilizando as mangueiras e o conector em Y, que deve estar na parte superior das calças, para que o possa manusear facilmente. Verificar se não existem nós ou estrangulamentos.
2. Se precisar do acessório de extensão, que acrescenta 5 cm de cada lado (tamanho 42-44), prenda-o às calças. É muito fácil, basta colocá-lo utilizando os fechos laterais.
3. Vista as calças num local confortável, meio deitado ou deitado, e certifique-se de que as puxa bem para cima, mesmo abaixo do peito.
4. Ligue o aparelho utilizando o interruptor situado na parte lateral do painel de controlo.
5. Selecione a duração do programa utilizando os botões "Time". A duração predefinida é de 30 minutos e pode ser facilmente aumentada ou diminuída a partir do comando.
6. Selecione a pressão pretendida utilizando os botões "Pressure".

IMPORTANTE: Ajuste este valor para uma pressão moderada; é melhor começar de menos para mais.

7. Selecione o programa pretendido (ver páginas 146 e 147) utilizando os botões da secção "Mode". Só é possível alterar o modo quando o aparelho está em pausa.
8. Utilize o botão "Position" para seleccionar as câmaras que pretende desativar. Se desejar, pode não massajar uma parte específica das pernas ou do abdómen. De seguida, confirme com o botão "Confirm".
9. Prima o botão "On" para iniciar. Desfrute da sua sessão de cuidados pessoais no conforto do seu lar.

Para parar de o utilizar:

10. Prima o botão "Pause".
11. Prima o interruptor na parte lateral do aparelho, deixando-o na posição "0".
12. Desconecte as mangueiras do controlador, mas evite desconectar as mangueiras das calças, para evitar danos devido ao desgaste. É possível guardá-lo no saco com as mangueiras ligadas.

Desconexões:

- Evitar puxar pelas mangueiras.
- Para desligar as mangueiras, segure-as pelo conetor.
- Premir os botões de pressão situados na parte lateral do conetor para facilitar a desconexão.

Recomendações de utilização

Eis alguns conselhos para ajudar a tirar o máximo partido do seu novo massajador de pressão:

1. É aconselhável estar hidratado antes do tratamento, mas não beba água nem coma alimentos imediatamente antes de o iniciar.
2. Para potenciar a eliminação da gordura localizada, recomendamos uma massagem manual prévia (ou com qualquer aparelho de massagem), para mobilizar e aquecer a gordura. Isto tornará a eliminação com PressTech mais eficaz.
3. Para um tratamento completo com o objetivo de eliminar líquidos, toxinas e gordura acumulada, recomendamos começar com 10 minutos do modo 2 e depois 10 minutos do modo 1, com uma pressão firme.

4. Para concluir com um tratamento relaxante, adicionar 5 ou 10 minutos do modo 4 com uma pressão muito suave e/ou 5 ou 10 minutos do modo 3 com uma pressão suave.
5. Antes ou depois do tratamento, é possível aplicar cosméticos com efeito reafirmante, adelgaçante ou anticelulítico.
6. Pode ser combinado com outros dispositivos inteligentes para uso doméstico.
7. Recomendamos que não se excedam os 30 minutos, pois não se obtêm resultados adicionais.



Quando utilizar PressTech

PressTech é um dispositivo que utiliza a pressão do ar para revitalizar o corpo. É para si se:

- Tem celulite ou flacidez.
- Procura melhorar a inflamação e aliviar a sensação de pernas inchadas.
- Tem tendência para reter líquidos ou toxinas.
- Sente dores nas pernas.
- PressTech não foi concebido para efetuar a drenagem linfática ou para reduzir, eliminar ou destruir o tecido adiposo sob indicação médica ou prescrição de profissionais de saúde.

Duração do tratamento

O tempo de utilização recomendado para o nosso dispositivo PressTech pode variar em função dos objetivos do tratamento.

Para ajudar a melhorar a circulação e reduzir a retenção de líquidos, as sessões mais curtas podem ser mais eficazes (15'- 20').

Para melhorar o aspeto da celulite ou promover o relaxamento, podem ser mais adequadas sessões mais longas (30').

Frequência entre tratamentos

Em geral, para melhorar a celulite e reduzir a retenção de líquidos, a frequência ideal seria de 1 ou 2 vezes por semana. Lembre-se que pode combiná-lo com outros aparelhos e cosméticos.

Para a manutenção, o ideal seria utilizar o nosso aparelho PressTech 2 a 4 vezes por mês.



Principais benefícios de PressTech

- ✓ **Redução da retenção de líquidos e toxinas:** o nosso dispositivo PressTech utiliza pressão de ar sequencial para aplicar pressão e libertação em diferentes partes do corpo, o que ajuda a mover o líquido acumulado nos tecidos e melhora o fluxo linfático e sanguíneo. Isto pode ajudar a reduzir a retenção de líquidos e a promover a eliminação de toxinas.
- ✓ **Melhora a circulação sanguínea:** a pressão sequencial aplicada em diferentes partes do corpo durante uma sessão de pressoterapia ajuda a melhorar a circulação sanguínea, o que é benéfico - e um alívio - no combate à sensação de pernas inchadas e cansadas.
- ✓ **Redução da celulite:** o nosso aparelho PressTech pode ajudar a melhorar o aspeto da celulite, estimulando a circulação e ajudando a reduzir os líquidos e as toxinas acumulados, cuja presença está intimamente relacionada com o aparecimento de celulite na pele.
- ✓ **Relaxamento e bem-estar:** as sessões de PressTech são relaxantes e podem ajudar a

reduzir o stress e a tensão. Isto pode ter um impacto positivo no bem-estar geral.

- ✓ **Melhoria do aspeto da pele:** ao melhorar a circulação e reduzir a retenção de líquidos, a pressoterapia pode contribuir para uma pele mais oxigenada, mais lisa e mais firme.
- ✓ **Complemento para perda de peso e autocuidado:** embora PressTech não tenha sido concebido como um dispositivo para perda de peso, se estiver a seguir um plano de cuidados que inclua dieta e exercício, pode ser um complemento muito útil, contribuindo para potenciar os seus efeitos.

SKINVITY gostaria de lembrar que é importante ter em conta que a técnica de massagem por pressão pode variar em termos de resultados e eficácia de pessoa para pessoa, sendo geralmente recomendada como parte de uma abordagem holística do cuidado do corpo e da pele.

É de salientar que demasiada pressão pode ser prejudicial e pode causar uma sensação desconfortável de aperto na zona tratada, o que pode resultar em ansiedade ou desconforto durante a sessão. É necessário ir de menos para mais e parar quando sentimos que já estamos a receber uma massagem firme, sem se tornar opressiva. Não é necessário exercer uma pressão forte para obter os benefícios do seu aparelho PressTech.

Resolução de problemas

Se o seu aparelho PressTech não estiver a funcionar, siga estes passos antes de contactar o centro de apoio ao cliente:

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está corretamente ligado ao aparelho e que a bateria está carregada.
- Verificar se o interruptor lateral está na posição "I" e se os indicadores do aparelho estão acesos.
- Certifique-se de que as condutas ou mangueiras não estão obstruídas ou estranguladas.

Assistência ao cliente

Se tiver alguma dúvida ou problema com PressTech, contacte o revendedor onde o comprou ou visite skinvity.com para obter resposta às perguntas mais frequentes sobre o produto.

A nossa principal aspiração é proporcionar o bem-estar Femtech ao maior número possível de mulheres. Para nos ajudar a atingir este grande objetivo e contribuir para que mais pessoas conheçam e desfrutem de PressTech, pode enviar-nos os seus comentários e sugestões, quer através das nossas redes sociais, quer enviando-nos um e-mail para info@skinvity.com. Queremos que cuide de si.

Garantia Legal

Por razões de segurança e higiene, não aceitamos devoluções de produtos abertos ou usados, exceto por defeitos de fabrico.

De acordo com a legislação vigente, todos os nossos produtos possuem uma garantia legal de três anos a partir da data de entrega.

Condições de Garantia

Durante os primeiros dois anos, presume-se que qualquer não conformidade detectada já existia no momento da entrega, a menos que a SKINVITY prove o contrário. No entanto, se necessário, a SKINVITY poderá solicitar informações adicionais ao cliente para avaliar o estado do produto.

A partir do terceiro ano, o consumidor deve demonstrar que a não conformidade já existia no momento da entrega do produto.

Exclusões de Garantia

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Danos causados por uso inadequado, impactos, quedas ou manuseio incorreto do produto.
- Desgaste natural devido ao uso regular do produto.
- Reparos ou modificações não autorizadas pela SKINVITY.
- Uso em condições não recomendadas no manual do usuário.

- Uso do produto para fins comerciais em vez de uso pessoal.
- Tentativa de abrir, desmontar ou manipular o dispositivo ou seus acessórios.

Cuide do seu aparelho PressTech e ele cuidará de si.

Nome e endereço do fabricante:

Femtechnology S.L. C.I.F. B16846966

Vía de las dos Castillas 9c, Bloque 3, Portal 2, 1B

28224 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, Espanha.

www.skinvity.com

info@skinvity.com



SKINVITY

BIENESTAR FEMTECH