

SKINVITY

TRIPOLLAR AURA



ÍNDICE

Descubriendo TriPollar Aura	1
Características y diseño	2
Tecnología	3
Principales beneficios	5
Resultados clínicos (28 días)	6
Rutina con TriPollar Aura	7
Frecuencia de uso	9
Limpieza del dispositivo	10
Preguntas frecuentes	11
Contradicciones	12



TRIPOLLAR AURA

El nuevo dispositivo más avanzado de TriPollar, ahora en colaboración con SKINVITY

DESCUBRIENDO TRIPOLLAR AURA

Aura forma parte de la familia de dispositivos TriPollar que revolucionan el cuidado facial en casa, combinando tecnologías de eficacia clínica para una experiencia de uso intuitiva y segura.

TriPollar Aura, ha sido diseñado para mujeres que exigen resultados reales:

- Máxima firmeza, **rejuvenecimiento y elasticidad** en tu piel.
- **Efecto flash visible** desde la primera sesión.
- **Tecnología segura y eficaz**, apta para todo tipo de pieles.
- **Resultados profesionales sin salir de casa**, disfrutando de un tratamiento avanzado y cómodo.
- **Tecnología clínica patentada, respaldada por ensayos y experiencia médica**, que redefine los estándares del cuidado facial.

El resultado: una piel más firme, hidratada y luminosa, con resultados visibles en solo 28 días.





CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS Y DISEÑO

TriPollar Aura representa el avance más sofisticado en radiofrecuencia facial de uso doméstico, elevando la experiencia de uso con una seguridad, precisión y eficiencia superiores.

¿Cómo está diseñado Tripollar Aura?

- Dispositivo ligero, ergonómico, fácil de usar y muy intuitivo.
- Incluye un **botón para cada modo** (Multi-RF y DMA) y **3 niveles de intensidad**.
- Incorpora electrodos **bañados en oro**, icónico en los tratamientos de belleza más exclusivos.

KIT Aura: ¿Qué incluye?

- Dispositivo TriPollar Aura x SKINVITY.
- Fuente de alimentación y adaptador de enchufe eléctrico.
- Gel de preparación TriPollar 50ml.
- Manual de usuario.
- Garantía internacional de 3 años.

TECNOLOGÍA PRESENTE EN TRIPOLLAR AURA

TriPollar Aura integra nuevas funcionalidades y desarrollos tecnológicos para ofrecer un tratamiento facial de última generación.

Calor inteligente

TriPollar Aura alcanza hasta **42,5 °C (Stop Vx2 alcanza 40,6°C)**, la temperatura óptima para **estimular la producción de colágeno de forma más eficaz**. Su sistema mantiene este nivel de calor de manera **constante y segura**, garantizando un tratamiento potente, confortable y con resultados visibles desde las primeras sesiones.

Energía controlada

La curva térmica de TriPollar Aura se eleva **de forma gradual y estable**, alcanzando el rango óptimo de **39–42 °C** en tan solo **18 segundos** y manteniéndolo de manera constante.

Este ascenso controlado maximiza la eficacia del tratamiento sin riesgo de sobrecalentamiento, ofreciendo una **estimulación uniforme y resultados más visibles**.

Resultados en la mitad de tiempo

TriPollar Aura logra los mismos resultados en solo **2 minutos por área**, frente a los 4 minutos requeridos por el modelo Stop VX2. Su tecnología optimizada reduce el tiempo total de tratamiento hasta en un **50 %**, manteniendo la eficacia y ofreciendo una experiencia más cómoda y práctica para el usuario.

Indicaciones precisas, experiencia perfecta

TriPollar Aura estrena un sistema de avisos optimizado que guía el tratamiento con total precisión.

Elimina la antigua luz naranja y señala el cambio de zona exactamente a los **2 minutos**, evitando pasar de área antes de tiempo y ofreciendo una experiencia más intuitiva y sencilla.

Precisión avanzada

TriPollar Aura monitoriza la temperatura de la piel **1.000 veces por segundo**, ajustando energía y calor de forma instantánea.

Este control en tiempo real mantiene la eficacia del tratamiento y previene cualquier exceso de calor, garantizando una experiencia segura, estable y perfectamente adaptada a cada piel.

Activación muscular más eficaz y cómoda

Gracias a un **pulso más largo y controlado**, la **activación muscular (DMA)** de **TriPollar Aura** actúa con mayor profundidad y suavidad.

El resultado es una estimulación más eficaz y confortable, que redefine y tonifica el rostro con una sensación más placentera en cada sesión.

Cobertura total de la dermis

TriPollar Aura trabaja con **seis frecuencias de radiofrecuencia** lo que le permite actuar de forma precisa en **todas las capas de la dermis**. El resultado es una estimulación completa, uniforme y eficaz, optimizando la firmeza y calidad de la piel desde el interior.

Incorporación de luz LED roja 630 nm

Fieles a nuestra pasión por la luz, **TriPollar Aura incorpora luz LED roja de 630 nm**. Esta energía activa la regeneración celular y estimula la **producción natural de colágeno y elastina**, mejorando la **firmeza, luminosidad y elasticidad** de la piel.



PRINCIPALES BENEFICIOS

TriPollar Aura ofrece resultados clínicos profesionales en casa, redefiniendo los estándares del cuidado facial

- **Tratamientos en la mitad de tiempo:** reducción del tiempo por zona de 4 a 2 minutos (-50%).
- **Mayor eficacia y seguridad:** curva térmica más estable que alcanza hasta 42,5 °C, dentro de los rangos seguros, consigue elevar la eficacia del tratamiento.
- **Control avanzado:** monitoriza la temperatura de la piel en tiempo real 1.000 veces por segundo, evitando ineficacia o sobrecalentamiento.
- **Cobertura total de la piel:** incorpora 6 frecuencias de radiofrecuencia (el doble que el VX2), logrando trabajar toda la dermis.
- **Activación muscular mejorada:** pulsos más largos y cómodos que ofrecen resultados más efectivos.
- **Experiencia de uso más intuitiva:** avisos claros para cambiar de zona, evitando confusión y errores.



- **Luz LED roja (630 nm):** estimula colágeno y elastina, mejorando elasticidad, densidad, firmeza y luminosidad.
- **Resultados clínicos visibles en 28 días:** +30% elasticidad, +28% densidad, +15% firmeza, +31% hidratación y reducción de arrugas (-22% frente, -22% pliegue nasolabial, -21% patas de gallo).
- **Apto para todo tipo de pieles:** incluso sensibles o con manchas. No es fotosensibilizante.



RESULTADOS TEST DE EFICACIA EN 28 DÍAS

Los estudios clínicos realizados muestran resultados muy significativos.

Mejora en la estructura dérmica:

- **+31.76%** de hidratación
- **+30.18%** de elasticidad
- **+28.59%** de densidad
- **+14.81%** de firmeza

Reducción significativa de arrugas y líneas de expresión:

- **-22.15%** en pliegue nasolabial
- **-22.10%** en líneas de la frente
- **-21.89%** en arrugas de los ojos (patas de gallo)

RUTINA BÁSICA CON TRIPOLLAR AURA

Cómo Usar TriPollar Aura

Importante: antes de utilizar el dispositivo por primera vez, se recomienda realizar una prueba del parche 3 días antes del uso inicial.

1. Prepara la piel

- Limpia y seca la zona del tratamiento.
- Aplica una capa **muy fina y uniforme de gel de preparación** sobre la zona a tratar.
Tu piel puede sentir una sensación de calor cuando se aplica el gel.

2. Selecciona el nivel de potencia (RF)

- Comienza siempre en **nivel 1** durante las primeras sesiones.
- A medida que la piel se acostumbra, puedes aumentar a **niveles 2 o 3**.
En pieles más maduras, puedes empezar directamente en **nivel 2** de potencia.
- **Precaución:** En **cuello, contorno de labios y ojos**, utiliza siempre **nivel 1** (piel más fina). Evita siempre la zona central del cuello (donde se encuentra la tiroides).

3. Tratamiento con radiofrecuencia (RF)

- Coloca el dispositivo sobre la piel, aplica una ligera presión para garantizar el contacto total entre el cabezal del dispositivo y la piel.
- Empieza a mover el dispositivo con **movimientos circulares suaves y ascendentes**.
- Mantén un movimiento constante del dispositivo en toda la zona del tratamiento para lograr un calentamiento uniforme y generalizado.
- Cada zona de tratamiento debe tener aprox. 5cm x 5cm.
- El dispositivo emite un **pitido cada 2 minutos** para indicar que puedes cambiar a la siguiente zona contigua del tratamiento
- Trata **cuello, mentón, mandíbula, pómulos, contorno de ojos y frente**, trabajando primero una mitad del rostro y luego la otra.
- Duración total aproximada: **10–12 minutos**.

4. Tratamiento combinado (RF + DMA)

- Pulsa el **botón DMA** (se encenderá la luz azul) para activar el modo combinado.
- Aplica solo en **mentón, mandíbula y pómulos** (hasta la zona del contorno de ojos).
- Realiza **movimientos circulares suaves y ascendentes**, durante **2 minutos por zona**. En el caso de la mandíbula, se recomienda mover el dispositivo con **movimientos lineales a lo largo de la mandíbula** (desde la barbilla hasta la oreja).
- Duración total aproximada DMA: **4-8 minutos**.

5. Finaliza el tratamiento

- Apaga y desconecta el dispositivo tras su uso.
- Limpia el cabezal y guarda el dispositivo en un lugar seco.
- Tras completar el tratamiento, puede producirse un enrojecimiento temporal de la piel que desaparecerá en breve.



Fase post tratamiento

- Tras finalizar el tratamiento, **retira los restos de gel** con una toalla suave o un disco desmaquillante húmedo.
- Hazlo con **agua tibia**, nunca fría: es importante **mantener el calor residual** en la piel para **potenciar los efectos** de la radiofrecuencia.
- Con la piel limpia y seca, **aplica tu sérum o crema habitual**.
- Te recomendamos el [Sérum by SKINVITY](#), formulado específicamente para potenciar los resultados de nuestros dispositivos, con **ingredientes naturales que hidratan, suavizan e iluminan** la piel.



FRECUENCIA DE USO RECOMENDADA

Para un **tratamiento de choque**, utiliza TriPollar Aura **2–3 veces por semana** durante 6–8 semanas, dejando **un día de descanso entre sesiones**.

Una vez completado este ciclo, puedes mantener los resultados con **1 sesión semanal o 2–4 sesiones al mes**, sin embargo, si lo deseas, puedes seguir usándolo **2–3 veces por semana**, ya que el dispositivo es seguro para un uso continuado.



LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

- Limpia el cabezal con un **pañó suave ligeramente humedecido** o una **toallita sin alcohol** y cubre el dispositivo con su funda protectora.
- **No uses alcohol** en el cuerpo del dispositivo ni productos abrasivos.
- **No lo sumerjas en agua.**
- Guárdalo en un **lugar seco, fresco y sin polvo.**

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Hay algún efecto secundario del tratamiento?

Tras la sesión, puede aparecer un leve enrojecimiento o sensación de calor, efectos normales que suelen desaparecer en unas horas.

¿Puedo usar el dispositivo alrededor de los ojos, párpados o bolsas?

Evita usar TriPollar Aura en áreas delicadas como los ojos, labios, nariz y tiroides. Nunca trates sobre el globo ocular. Sí puedes usarlo al rededor de los labios y el contorno de ojos.

¿El modo DMA del Tripollar Aura es adecuado para el cuello?

No. El área de tratamiento indicada para el modo DMA es solo la línea de la mandíbula y pómulos.

Con implantes o brackets dentales ¿Puedo seguir usando el dispositivo?

Puedes seguir usando tu dispositivo; sin embargo, en cualquier caso de incomodidad, recomendamos que consultes con tu médico.

¿Puedo usar el dispositivo sobre un lunar facial?

La tecnología de RF no distingue colores, por lo que puedes usarlo si tienes lunares normales. Consulta a un dermatólogo si no estás seguro sobre las características de un lunar.

¿Cuánto debo esperar entre el tratamiento con Botox y el tratamiento con TriPollar Aura?

Después del tratamiento con Botox, los tratamientos de RF deben realizarse un mes después (debido al mecanismo biológico del Botox). En caso de duda, recomendamos consultar a su médico.

¿Cuánto tiempo debo esperar entre los rellenos dérmicos y los tratamientos con RF?

Si tienes rellenos permanentes, no utilices el dispositivo en esas zonas. En el caso de rellenos dérmicos temporales, estos podrían reabsorberse más rápidamente si se tratan con radiofrecuencia, por lo que es preferible evitar esas áreas. En caso de duda, recomendamos consultar a su médico.

¿Puedo usar el dispositivo después de hilos PDO o cualquier otro tipo de hilos?

En general, debes esperar hasta que el área esté completamente curada antes de reanudar los tratamientos con RF. Y si tienes dudas, recomendamos consultar a su médico.

CONTRAINDICACIONES

¿Puedo usar TriPollar Aura durante el embarazo o tratamientos pre-embarazo?

No puesto que no hay test clínicos con embarazadas que avalen su eficacia.

Tengo una válvula cardíaca artificial. ¿Puedo usar los dispositivos de la familia TriPollar?

No. Por favor, no uses el TriPollar Aura si tienes problemas cardíacos eléctricos.

¿Puedo usar el dispositivo de RF si mi diabetes está controlada?

La diabetes puede causar disminución sensorial, incluso cuando la enfermedad está controlada. Por lo tanto, no se recomienda usar el dispositivo. En caso de duda, por favor, consulte con su médico.

¿Puedo usar el dispositivo si tuve cáncer?

El cáncer o un historial de cáncer (incluida la remisión) se considera una contraindicación para el tratamiento con RF. Especialmente cáncer de piel o lunares premalignos. En caso de duda, por favor, consulte con su médico.

En caso de duda en cualquier punto, se recomienda siempre consultar a su médico.

SKINVITY